

機械器具 68 印象採得又は咬合採得用器具
一般医療機器 歯科用咬合器(10201000)

アクティレーター

【形状・構造及び原理等】

1) 構造：外観写真のとおり



2) 材質

- ①本体 : アルミニウム合金、ステンレス、真鍮
- ②切歯指導釘 : アルミニウム合金
- ③切歯指導板 : ナイロン樹脂
- ④切歯指導標(ピン) : ステンレス
- ⑤マウンティングプレート : ナイロン樹脂
- ⑥金属爪板 : ステンレス

3) 寸法

- ①高さ : 118mm
- ②幅 : 133mm
- ③顎間距離 : 85mm (プレート含まず)
- ④顎頭間距離 : 88mm

【使用目的又は効果】

蝶番付きの歯科用器具で、予め記録した顎間関係に従って上顎及び下顎模型を本品に取り付ける。下顎運動の一部又は全部をシミュレートするように設計されている。

【使用方法等】

通法に従い、患者の口腔内模型を本品に装着し、咬合機能の調整に使用する。

【使用上の注意】

1) 使用上の注意

- ① 本品を使用前に予備の稼働を行い、不具合がないことを確認すること。
- ② 本品の使用前、使用中に不具合が生じた場合は使用を中止すること。
- ③ 過度圧力での使用は避けること。

2) 重要な基本的注意

- ① 本品に対して発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状のある術者は、手袋などを用いて直接本品には触れないこと。
- ② 本品に対して発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状があらわれた場合は、使用を中止し、医師の診断を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ・ 水のかからない場所に設置、保管すること。
- ・ 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 : 山八歯材工業株式会社
電話番号 : 0533-57-7121
FAX番号 : 0533-57-1764
e-mail : box@yamahachi-dental.co.jp

製造業者 : ソンヤンインターナショナル
(SONG YOUNG INTERNATIONAL CO.)
製造先国名 : 台湾