

機械器具 69 歯科用蒸和器及び重合器
一般医療機器 歯科技工用プレス (34705000)

油圧プレス

＊【形状・構造及び原理等】



【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：山八歯材工業株式会社
電話番号：0533-57-7121
FAX 番号：0533-57-1764
e-mail：box@yamahachi-dental.co.jp

製造業者：タッリエレス メストライツア
(Talleres Mestraitua, S.L.)
製造先国名：スペイン

＊仕様

本体寸法 H510× D230× W225 (mm)
テーブル径 φ 125 (mm)
重量 20kg
最大圧力 400kg/cm²
推奨圧力 250kg/cm²

【使用目的又は効果】

本品は、可撤性義歯の作製時、床用材料を成形・重合するために、二分された鋳型同士を圧接するために用いる装置である。

【使用方法等】

通法に従い、床用材料を成形・重合するために、二分された鋳型同士を圧接する。

【使用上の注意】

- 1) 使用上の注意
 - ① 過度圧力での使用は避けること。
 - ② 本品使用の際、手指等挟まないよう注意すること。
 - ③ 本品の使用前、使用中に不具合が生じた場合は、使用を中止すること。
 - ④ サビの原因となるので、水気の多い場所での作業は避けること。濡れた場合には布などで拭き取ること。
- 2) 重要な基本的注意
 - ① 本品に対して発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状のある術者は、手袋などを用いて直接本品には触れないこと。
 - ② 本品に対して発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状があらわれた場合は、使用を中止し、医師の診断を受けること。

【保管方法及び使用期間等】

〔保管方法〕

- ・ 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。