

医療用品 03 手術用手袋及び指サック
一般医療機器 歯科用手袋(70911000)

デンタルグローブ メモリーシェイプⅡ

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本品の形状は以下のとおり



製造業者： グリーン プロスペクト
(GREEN PROSPECT SDN. BHD)
製造先国名： マレーシア

- 1) 本品は左右兼用である。
2) 成分：ニトリルブタジエンゴム
3) 寸法

(mm)

種類 (サイズ)	全長	幅	厚さ	
			指先	掌部
SS	235	80	0.07 ～0.14	0.05 ～0.11
S		85		
M		95		
L		106		

【使用目的又は効果】

歯科の診察、治療及び処置に用いるゴム製の手袋である。

【使用方法等】

通法に従い手に装着し、アルコール消毒後、診察、治療及び処置に使用する。

【使用上の注意】

- 1) 使用上の注意
- ① 本品は、「使い捨て」であるので複数回の使用はしないこと。
 - ② 本品の使用前、使用中に不具合が生じた場合は使用を中止すること。
- 2) 重要な基本的注意
- ① この製品は合成ゴムを使用している。かゆみ、発赤、蕁麻疹、発熱、むくみ、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下、ショックなどのアレルギー性症状を起こした場合には、直ちに使用を中止し、医師に相談し、適切な処置を施すこと。
 - ② 本品に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
 - ③ 本品に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある術者は使用しないこと。
 - ④ 本品の使用により発疹、皮膚炎などの過敏症状があらわれた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
 - ⑤ 本品の使用により発疹、皮膚炎などの過敏症状があらわれた術者は、使用を中止し、医師の診断を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

＊【製造販売業者又は製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者： 山八歯材工業株式会社
電話番号： 0533-57-7121
FAX 番号： 0533-57-1764
e-mail： box@yamahachi-dental.co.jp

製造業者： ワイティーワイ インダストリー（マンジュン）
(YTY Industry (Manjung) Sdn. Bhd.)
製造先国名： マレーシア