

歯科材料 03 義歯床材料
一般医療機器 歯科用パターンレジン (70833000)

デントキャスト

【形状・構造及び原理等】

- (1) 形状：緑色の軟質固体からペースト
- (2) 成分：メタクリル酸系モノマー、ウレタンオリゴマー、その他
- (3) 原理：3Dプリンターで本品を積層することにより、インレー、クラウン等鑄造用パターンを作製する。

【使用目的又は効果】

インレー、クラウン等鑄造用パターンの作製に用いるレジンをいう。

【使用方法等】

本品を「MJ P 3 6 0 0 デンタル」(届出番号:23B1X10001A60010)にセットし、鑄造用パターンの作製を行う。

【使用上の注意】

- 1) 使用上の注意
 - ① 本品を使用する際には、適切な換気（1 時間当たり数回の換気）がなされている場所で使用すること。
 - ② 本品を使用する際には、必ず医療用手袋、保護メガネ、保護マスク等を着用し、適切な保護措置を行うこと。
 - ③ 本材を火気の近くで使用したり、火気の近くに置かないこと。
 - ④ 高温となる場所（ストーブの側、直射日光が当たる場所など）に放置しないこと。
 - ⑤ 他の製品と混用しないこと。
- 2) 重要な基本的注意
 - ① 本材の使用により発疹、皮膚炎等の過敏症状があらわれた術者は、使用を中止し、医師の診察を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：山八歯材工業株式会社
電話番号：0533-57-7121
FAX 番号：0533-57-1764
e-mail：box@yamahachi-dental.co.jp

[製品に関するお問い合わせ先]

J B サービス株式会社
電話番号：03-6380-4700
FAX 番号：03-5368-6167