

歯科材料 06 歯科用印象材料
一般医療機器 歯科咬合採得用材料(70883000)

バイオ咬合紙

＊【形状・構造及び原理等】

1)形状

種類	縦 (mm)	横 (mm)	製品厚さ (μ m)	フィルム厚さ (μ m)
全顎用 (正方形)	75	75	20～26	12
局部用 (長方形)	75	23	20～26	12

2)色調

赤、青、緑

3)成分 P E Tフィルム、顔料

【使用目的又は効果】

本材は、クラウン、ブリッジ、義歯等を作製するために、上下歯列の咬み合わせ、上下顎の位置関係を記録するために用いる。

【使用方法等】

患者又は患者の口腔内模型の歯牙部に本材をあて、中心咬合位、左右側方運動、前方運動の軌跡を記録し、咬み合わせ、上下顎の位置関係をチェックする。

【使用上の注意】

1)使用上の注意

- ① 本材を患者口腔内で使用する場合には、口腔内に出血等、異常がないことを確認してから使用すること。
- ② 本材を患者口腔内で使用した場合には、使用後、ガーゼ等で歯牙に付着した本材を綺麗に拭き取ること。
- ③ 本材使用前、使用中に不具合が生じた場合は使用を中止すること。

2)重要な基本的注意

- ① 本材に対して発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状がある患者には使用しないこと。
- ② 本材に対して発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状があらわれた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
- ③ 本材に対して発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状がある術者は、手袋などを用いて、直接本材には触れないこと。
- ④ 本材に対して発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状があらわれた術者は、使用を中止し、医師の診断を受けること

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ・ 室温(1～30℃)で、火気厳禁の暗所に保管すること。
- ・ 高温となる場所（ストーブの側、直射日光の当たる場所など）に放置しないこと。
- ・ 一つの保管庫に大量に保管しないこと。
- ・ 使用及び保管場所には、消火装置を備えること。
- ・ 本材使用中、使用後は開封状態で放置しないこと。
- ・ 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：山八歯材工業株式会社
電話番号：0533-57-7121
FAX番号：0533-57-1764
e-mail：box@yamahachi-dental.co.jp