

歯科材料 06 歯科用印象材料
一般医療機器 歯科適合試験用材料(70881000)

デントチェッカー

【禁忌・禁止】

本材又はシリコン系印象材に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：山八歯材工業株式会社
電話番号：0533-57-7121
FAX番号：0533-57-1764
e-mail：box@yamahachi-dental.co.jp

【形状・構造及び原理等】

形状：ペースト状
成分：ジメチルポリシロキサン、酸化チタン
色調：白色

【使用目的又は効果】

本材は、有床義歯を口腔内に装着する際に粘膜面への適合状態を確認するために用いる。

【使用方法等】

- 適当量の本材をチューブから専用の練和紙に絞り出す。
- 専用のスポンジを用いて、軽くたたくようにして、本材を義歯床粘膜面に薄く塗布する。
- 本材を塗布した義歯を口腔内に装着し、2～3回咬合させた後、口腔外に取り出す。
- この時、義歯床が粘膜に過剰に当たっている部位は、本材が薄くなるか又は全く無くなり、ピンク色の義歯床が直接露出する。
- 義歯床が露出した部分をカーバイドバーなどで切削する。
- 口腔内粘膜に過剰に当たっている部位がなくなるまで、以上の操作を繰り返す。
- 診査後はティッシュペーパー、エタノール綿等で本材を拭き取る。

【使用上の注意】

- 使用上の注意
 - 本材を使用する場合には、患者口腔内に出血等、異常がないことを確認してから使用すること。
 - 本材を印象面以外の口腔軟組織や皮膚に付着させないように注意すること。また、目に入った場合には、すぐに大量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けさせること。
 - 使用の際は添付のスポンジと練和紙を使用すること。
 - 本材を患者口腔内での使用後、ガーゼ等で口腔内に付着した本材を綺麗に拭き取ること。
 - 本材使用前、使用中に不具合が生じた場合は使用を中止すること。
- 重要な基本的注意
 - 本材に対して発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状があらわれた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
 - 本材に対して発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状がある術者は、手袋などを用いて、直接本材には触れないこと。
 - 本材に対して発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状があらわれた術者は、使用を中止し、医師の診断を受けること。

＊【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- 室温(1～30℃)で、火気厳禁の暗所に保管すること。
- 一つの保管庫に大量に保管しないこと。
- 使用及び保管場所には、消火装置を備えること。
- 本材使用中、使用後は開封状態で放置しないこと。
- 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

〔使用期限〕

本材は記載の使用期限までに使用すること。
(使用期限は当社データによる)

＊EXP. XXXX-XX-XX は使用期限 XXXX 年 XX 月 XX 日を示す。