

歯科材料 07 歯科用ワックス
一般医療機器 歯科用咬合堤ワックス (38602000)

バイトリムスティック

【形状・構造及び原理等】

形 状：棒状
主成分：ワックス、顔料
サイズ：S、L



寸法（mm）

測定箇所	S サイズ	L サイズ
高さ	9.8	12
長さ	250	250

【使用目的又は効果】

上下顎関係を記録するために用いる歯科材料で、咬合堤を作る。

【使用方法等】

- ①本品を任意の長さに切断し、口腔内作業模型に接着する。
- ②義歯を排列する前に患者の口腔内に仮床を入れ、歯を並べる高さ、位置を決定する。
- ③通法に従い義歯床の仮床を作製する。

[使用方法に関連する使用上の注意]

- ・溶解時間：100～280 秒（90℃）
- ・圧縮強度：2.0±0.7MPa

＊【使用上の注意】

1) 一般

- ①適用範囲：咬合採得
- ②併用医療機器：口腔内模型

2) 使用上の注意

- ①本材焼却の際は、局所排気装置、換気扇などを設けて密閉した部屋での作業を避け、焼却により発生する煙及び蒸気を吸入しないこと。
- ②本材使用前、使用中に異物混入などの不具合が生じた場合は、使用を中止すること。
- ③本材使用の際は、火傷をしないよう注意すること。

＊④他の製品と混用しないこと。

＊⑤本品の誤飲には十分注意すること。

3) 重要な基本的注意

- ①本材に対して発疹、皮膚炎などの過敏症のある患者には使用しないこと。
- ②本材に対して発疹、皮膚炎などの過敏症のある術者は、手袋などを用いて直接本材に触れないようにすること。
- ③本材の使用により発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状があらわれた患者には、使用を中止し、医師の診察を受けさせること。
- ④本材の使用により発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状があらわれた術者は、使用を中止し、医師の診断を受けること。

＊【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- ＊暗所に保管すること。
- ・高温となる場所（ストーブの側、直射日光の当たる場所など）に放置しないこと。
- ・使用及び保管場所には、消火装置を備えること。
- ・火気厳禁の場所に保管し、一つの保管庫に大量に保管しないこと。
- ・保管時、輸送時には、直射日光を避けること。
- ＊歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：山八歯材工業株式会社
電話番号：0533-57-7121
FAX番号：0533-57-1764
e-mail：box@yamahachi-dental.co.jp