

歯科材料 07 歯科用ワックス
一般医療機器 歯科鑄造用シートワックス (70894000)

プロラインワックス

【形状・構造及び原理等】

形 状：棒状
長 さ：200mm
色 調：ブルー
種 類：下表参照
主成分：ワックス、顔料
寸 法：下表の通り

番号	形状	幅(mm)	高さ(mm)	包装(本)
YR05	・	0.5	－	120／箱
YR07	・	0.7	－	120／箱
YR10	●	1.0	－	120／箱
YR12	●	1.2	－	120／箱
YR15	●	1.5	－	120／箱
YR20	●	2.0	－	120／箱
YR25	●	2.5	－	60／箱
YR32	●	3.2	－	30／箱
YR35	●	3.5	－	30／箱
YR40	●	4.0	－	30／箱
YR50	●	5.0	－	12／箱
YR60	●	6.0	－	10／箱
YH14		1.4	1.1	120／箱
YH16		1.6	1.1	120／箱
YH18		1.8	1.1	120／箱
YH19		1.9	1.0	120／箱
YH22		2.2	1.2	120／箱
YH28		2.8	1.1	120／箱
YP I		4.0	1.0	60／箱
YP II		4.0	1.5	60／箱
YL I		3.1	1.4	60／箱
YL II		3.5	2.0	60／箱

【使用目的又は効果】

床、パー、クラスプ等の鑄造ろう型を作製するために用いる。

【使用方法等】

- ①通法に従い歯科補綴物のワックスパターンを作製する。
②本材を埋没、焼却したのち、通法に従い鑄造を行う。

＊【使用上の注意】

- 1) 使用上の注意
- ① 本材焼却の際は、局所排気装置、換気扇などを設けて密閉した部屋での作業を避け、焼却により発生する煙及び蒸気を吸入しないこと。
- ② 本材使用前、使用中に異物混入などの不具合が生じた場合は、使用を中止すること。
- ③ 本材使用の際は、火傷をしないよう注意すること。

＊④他の製品と混用しないこと。

2) 重要な基本的注意

- ① 本材に対して発疹、皮膚炎などの過敏症のある術者は、手袋などを用いて直接本材に触れないようにすること。
- ② 本材の使用により発疹、温疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状があらわれた術者は、使用を中止し、医師の診断を受けること。

＊【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

＊暗所に保管すること。

- ・高温となる場所（ストーブの側、直射日光の当たる場所など）に放置しないこと。
- ・使用及び保管場所には、消火装置を備えること。
- ・火気厳禁の場所に保管し、一つの保管庫に大量に保管しないこと。
- ・保管時、輸送時には、直射日光を避けること。
- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：山八歯材工業株式会社
電話番号：0533-57-7121
FAX番号：0533-57-1764
e-mail：box@yamahachi-dental.co.jp