

プロエンドⅢ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

本材又はガッタパーチャに対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

※【形状・構造及び原理等】

1) 形状 針状

※2) 種類

メインポイント (2%テーパー)

単品	15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 90 100, 110, 120, 130, 140
アソート	15～40, 35～50, 45～80, 90～140

全長28mm以上

※メインポイント 04 (4%テーパー)

単品	20, 25, 30, 35, 40, 45
----	------------------------

全長28mm以上

※メインポイント 06 (6%テーパー)

単品	20, 25, 30, 35, 40, 45
----	------------------------

全長28mm以上

アクセサリポイント

単品	細小(FS), 細中(FM), 細大(FL) 標準小(S), 標準中(M), 標準大(L) 太小(TS), 太中(TM), 太大(TL)
アソート	細混(FS～FL), 標準混(S～L), 太混(TS～TL)

3) 成分 酸化亜鉛、ガッタパーチャ、硫酸バリウム、色素

4) 原理

本品は針状のポイントで歯根管の充填に用いる。

【使用目的又は効果】

歯の根管の充填に用いる。

【使用方法等】

1) 消毒方法

消毒用エタノールまたは次亜塩素酸ナトリウム溶液を含んだガーゼで本品をふき消毒する。(オートクレーブなどの高温器内での消毒はしないこと)

2) 使用方法

- ① 根管を清潔にし、十分に乾燥する。
- ② 形成された根管の根尖部と同じサイズのメインポイントを選択する。
- ③ メインポイントに根管充填材をつけ、本品を形成された根管の先端まで差し込む。
- ④ アクセサリポイントをメインポイントの回りに差し込み、スプレッドを用いてコンデンスする。
- ⑤ 完全に根管を封鎖するまで④の操作を繰り返す。
- ⑥ 加熱したインスツルメントを用いてポイントを根管口で切断し、プラグで垂直加圧し根管を完全に封鎖する。

【使用上の注意】

1) 使用上の注意

- ① オートクレーブまたは乾熱による滅菌は避けること。
- ② 劣化等の原因となるため過度の加工は行わないこと。
- ③ 本材使用の際に不具合等生じた場合は使用を中止すること。
- ④ 他の歯科用根管充填ポイントと併用しないこと。

2) 重要な基本的注意

- ① 本材の使用により発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状があらわれた患者には、使用を中止し、医師の診察を受けさせること。
- ② 本品に対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある術者は、手袋などを用いて直接本材に触れないようにすること。
- ③ 本材の使用により発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状があらわれた術者は、使用を中止し、医師の診察を受けること。

3) 不具合・有害事象

本材の使用に伴い、発疹、皮膚炎などの過敏症が発生することがあります。

※【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

※・室温の暗所で保管すること。

- ・本材使用中、使用後は、開封状態で放置しないこと。
- ・歯科の従事者以外が触れないよう適切に保管・管理すること。

[使用期限]

製造日より4年 [自己認証 (外国製造業者データ) による。]
表示ラベルに記載の使用期限※までに使用すること。

※  YYYY-MM-DD は使用期限 YYYY 年 MM 月 DD 日を示す。

【製造販売業者又は製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 : 山八歯材工業株式会社
電話番号 : 0533-57-7121
FAX番号 : 0533-57-1764
e-mail : box@yamahachi-dental.co.jp

製造業者 : シュアデントコーポレーション
(Sure Dent Corporation)
製造先国名 : 大韓民国