

歯科材料 02 歯冠材料
管理医療機器 アクリル系レジン歯 JMDN70807000

クリスタル 2

【禁忌・禁止】

- ・本材又はメタクリレート系モノマーに対して、発疹、皮膚炎の過敏症の既往歴のある患者には、使用しないこと。

【形状、構造及び原理等】

1. 形態



型		4 歯全幅径 (片側) (1)	第 1 小臼歯の長幅径 (カマを除く) (2)
28	上顎	28.0	8.3
	下顎	29.9	8.2
30	上顎	30.0	9.1
	下顎	32.3	8.5
32	上顎	32.4	9.4
	下顎	34.2	9.2
34	上顎	34.2	9.8
	下顎	36.6	9.8

2. 色調

5 5 ・ 5 6

3. 包装

- 臼歯 ①1 組 (8 歯)
②1 箱 (8 歯×14 組)
③単品補充用 1 袋 (1 部位：50 歯)

【使用目的又は効果】

本品は義歯床用人工歯の臼歯である。

【使用方法等】

通常の義歯排列法により排列し、義歯床用樹脂と結合させて使用する。

- ① 通法の床義歯製作方法によって製作する。
- ② ブラシ、布パフ等を用い、研磨材にて艶出し研磨を行う。

【使用方法に関連する使用上の注意】

- ① 本品は、アクリル樹脂以外の床用樹脂を用いて義歯を作成する場合は接着しないので、床用樹脂メーカー指定の方法に従って維持孔を掘るなどの前処理をすること。
- ② 本品は、【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- ③ 本品は、歯科医療有資格者以外には使用しないこと。
- ④ 本品の研磨作業等の際には、粉塵による人体への影響を避けるために、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用し、粉塵を吸入しないこと。
- ⑤ 強アルカリ性(pH10 以上)の石膏溶解材、義歯洗浄材は本品を白濁させる恐れがあるので、使用しないこと。

【使用上の注意】

《重要な基本的注意》

- ① 本品に対して、発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症の既往歴がないことを患者に確認すること。また、本材の使用により、過敏症状が現れた患者には使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
- ② 本品に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴がある術者は、手袋などを用いて直接本材に触れないようにすること。また、本材の使用により過敏症を起こした場合には、使用を中止し、すぐに医師の診断を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

- ・本品は、高温・多湿の場所を避けて保管すること。
- ・本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〔製造販売業者〕

株式会社 クエスト

〒773-0009 徳島県小松島市芝生町字西居屋敷 53-1

TEL：0885-38-9777 FAX：0885-38-9888

〔製造業者〕

設計

株式会社 クエスト

主たる製造

クエスト デンタル マテリアル コーポレーション

QUEST DENTAL MATERIAL CORPORATION

(PHILIPPINES)

【販売元】

株式会社ピーディーアール

愛知県名古屋市天白区原 4-106

TEL 0120-108394