

歯科材料 07 歯科用ワックス
一般医療機器 歯科鑄造用シートワックス JMDN70894000

キャストラインワックス

【警告】

- ・本品は可燃性であるので、使用の際、火傷をしないように注意すること。

【禁忌・禁止】

- ・指定された用途以外には使用しないこと。
- ・人体、口腔内で直接使用しないこと。

*【形状、構造及び原理等】

形 状： 円柱状（断面が円状もしくは半円状で棒状）
主成分：石油ワックス、色素等

【型番・サイズ】

	直径	長さ	断面の形状	本数／箱
SR 0 5	0. 5	2 0 0	円型	1 0 0 本
SR 0 7	0. 7			
SR 1 0	1. 0			
SR 1 2	1. 2			
SR 1 5	1. 5			
SR 2 0	2. 0			
SR 2 5	2. 5			5 0 本
SR 3 2	3. 2			2 5 本
SR 4 0	4. 0			1 0 本
SR 5 0	5. 0			7 本
SR 6 0	6. 0			

表1 単位：mm 誤差±2%

	径／高さ	長さ	断面の形状	本数／箱
SH 1 4	1. 4／1. 1	2 0 0	半円型	1 0 0 本
SH 1 6	1. 6／1. 1			
SH 1 8	1. 8／1. 1			
SH 1 9	1. 9／1. 0			
SH 2 2	2. 2／1. 2			
SH 2 8	2. 8／1. 1			
SP	4. 0／1. 0		扁平型	5 0 本
SL	3. 1／1. 4		楕円型	5 0 本

表2 単位：mm 誤差±2%

内容量： 表1、表2に記載のとおり

【使用目的又は効果】

本材は、ロストワックス法により、義歯用クラブス、パー、金属床のロウ型、スプルー線及び各種ベント用として使用する。

【使用方法等】

- ・ロストワックス法の通常操作法に従い、義歯のパー、クラブス等の鑄造用ろう型を製作する際に、本材を用途に応じて適量とり、屈折、圧接及び接着して使用する。
- ・通常は常温（室温）で使用して頂き、温水に浸漬してご使用いただければより複雑な原型も容易にできます。

【使用上の注意】

- 1) 警告
【警告】の項目に記載のとおり。
- 2) 禁忌・禁止
【禁忌・禁止】の項目に記載のとおり。

3) 使用注意

- ・本材は、可燃性なので、使用の際は、火傷しないように注意する。
- ・使用場所には、消火器を備えること。
- ・本材は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ・本品は高温多湿の場所を避けて保管すること。
- ・開封後は密閉し保管すること。
- ・使用及び保管場所には、消火器等の消火装置を備えて下さい。
- ・本品は直射日光が当たらない場所で保管すること。
- ・本品は可燃性なので、火気の近くでの保管や同じ所で大量に保管しないこと。
- ・本品は歯科医療従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社 クエスト

〒773-0009 徳島県小松島市芝生町字西居屋敷 53-1

TEL：0885-38-9777 FAX：0885-38-9888

製造業者

- ・株式会社 クエスト
- ・有限会社 齋藤歯研工業所