

機械器具（58） 整形用機械器具
一般医療機器 歯科用インプラント手術器具 70965001

OSAS ドライバー

【形状・構造及び原理等】

原材料：ステンレス
非滅菌

10-0002 ドライバーハンドル 標準
10-0014 ドライバーハンドル ユニバーサル
10-0003 ドライバーショート
10-0004 ドライバー用先端 40mm
10-0005 ドライバー用先端 70mm
10-0016 ドライバーショート用先端 5mm
10-0006 ドライバーショート用先端 10mm
10-0007 ハンドピース用先端 5mm
10-0008 ハンドピース用先端 10mm
10-0019 ハンドピース用先端 15mm
10-0009 ラチェット用先端 10mm
10-0010 ラチェット用先端 30mm
10-0012 ラチェットドライバーハンドル
10-0040 DOS クロスヘッド用先端 40mm
10-0042 DOS ハンドピース用先端 10mm
SA-0701-07 口蓋用バタフライドライバー

4.本品を廃棄する場合「廃棄物処理に関する法律」に従い、適切な処理をして下さい。

【保管方法及び有効期限等】

滅菌処理後は埃、水分等が付かない乾燥した場所で衛生的に保管する。

本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管、管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：安永コンピュータシステム株式会社
第一種医療機器製造販売業

電話番号：0776-33-5333 FAX 番号：0776-33-5334

製造業者：evonos GmbH & Co.KG（ドイツ）

【使用目的又は効果】

外科的矯正治療時に使用する手術器具

【使用方法等】

- 1)使用する前に滅菌が完了しているか確認して下さい。
- 2)ハンドルに先端を装着し使用する。
- 3)本品の使用後は、次の手順で洗浄・滅菌して下さい。
 - 1.付着している血液、組織などが乾燥しないよう、直ちに洗浄液などに浸漬します。
 - 2.洗浄液から取出して水洗いし、血液、組織などを完全に取り除き、消毒液に浸漬します。
 - 3.消毒液から取り出して水洗いし、十分に水切りして下さい。
 - 4.滅菌パックに入れ、130℃で 15 分間オートクレーブなどで滅菌して下さい。

【使用上の注意】

- 1)使用注意
 - 1.本品は未滅菌のため、使用前に必ず滅菌を行うこと。
 - 2.本品の使用後は、付着している血液、組織などが乾燥しないよう、直ちに洗浄液などに浸漬すること。
 - 3.洗浄液、消毒液などを使用する際は、その説明書に従って行うこと。
 - 4.強アルカリ、強酸性の洗浄液や消毒液は、本品を腐食させる恐れがあるので、使用を避けること。
- 2)重要な基本的注意
 - 1.本品は患者毎に滅菌を行い、感染防止に十分配慮すること。
 - 2.本品に無理な力を加えないこと。無理な力を加えて破損が生じた場合には使用しないこと。
 - 3.本品に変形変質等の異常がある場合には、使用せず弊社までご連絡下さい。