

機械器具 （60） 歯科用エンジン
一般医療機器 歯科技工用真空攪拌器 70742000

真空攪拌器

【形状・構造及び原理等】

種類：2 種類

壁掛けタイプ

スタンドタイプ



本体寸法・重量

- | | | |
|-------|---------|---------------------|
| 1) 寸法 | 壁掛けタイプ | W:240xD:165xH:335mm |
| | スタンドタイプ | W:250xD:305xH:545mm |
| 2) 重量 | 壁掛けタイプ | 18kg |
| | スタンドタイプ | 22kg |

定格電圧 100V
周波数 50Hz/60Hz
最大消費電力 300W

【使用目的又は効果】

減圧下で埋没材または石膏の粉末を水と練和する攪拌練和装置。

【使用方法等】

電源を入れ、攪拌ボウルに石膏の粉末と水を入れて練和する。

[使用方法に関連する使用上の注意]

1. 本機器には、純正部品、純正アクセサリ以外は使用しないこと。
2. 故障の原因になるので、フィルターを装着しないでバキュームを作動させないこと。

【使用上の注意】

1) 使用注意

1. スタンドタイプは水平な台へ設置すること。
壁掛けタイプは落下しないように平らで強度が十分確保できる壁に設置すること。
2. ショートや感電の恐れがあるので、本機器に水をかけないこと。
3. 変形や破損の原因となるため本体の上に物を置かないこと。
4. 使用後は必ずメインスイッチを切り、長時間使用しない場合は電源プラグを抜くこと。

5. 他の器具と併用すると、コンセントが異常に発熱したりブレーカーが作動したりすることがあるので、定格 15A 以上のコンセントを単独で使用するこ
6. 使用後は攪拌ボウル及びハネ等を水洗いし、乾かすこと。

2) 重要な基本的注意

1. 万が一、故障したときは勝手に分解せず、修理は専門家にまかせること。

【保管方法及び有効期限等】

1. 水濡れに注意し、高温・多湿、直射日光のあたる場所を避けて保管すること。
2. 傾斜、振動、衝撃(運搬時を含む)などに対する安定状態に注意すること。
3. 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。
4. 本機器は、歯科従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【保守・点検に係わる事項】

使用前に使用説明書を必ずよく読むこと。

1. 機器及び部品は必ず定期点検・定期清掃を行うこと。
2. しばらく使用していなかった機器を再使用する際は、使用前に必ず機器が正常かつ安全に作動することを確認すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：安永コンピュータシステム株式会社
第一種医療機器製造販売業
電話番号：0776-33-5333 FAX 番号：0776-33-5334
製造業者：WEHMER Corporation (アメリカ)