

歯科材料（06） 歯科用印象材料
一般医療機器 歯科印象採得用器材 70887000

BENeFit 印象用器具

【禁忌・禁止】

他社製品との併用禁止。（「相互作用」の項参照）

【形状・構造及び原理等】

1. 組成

ステンレス鋼

2. 構成品



型番 33-54410 BENeFit 印象キャップ



型番 33-54426 BENeFit ラボラトリーアナログ

【使用目的又は効果】

BENeFit システムによる口腔内の歯科矯正装置を作成するために用いる印象採得器具。

【使用方法等】

1. 本品と併用する材料

BENeFit システム（スクリューのみ滅菌）
（承認番号 23000BZX00063000）

- ・ベネフィットスクリュー
- ・ベネプレート

2. 使用方法

使用方法については必ず取扱説明書を参照すること。

- （1）ベネフィットスクリューを植立後、スクリュー頭部に BENeFit 印象キャップを取り付け、印象採取を行う。
- （2）印象内に保持された印象キャップに BENeFit ラボラトリーアナログを挿入し、バンドを印象内の所定の位置に設置し石膏を流し込む。
- （3）作成された石膏模型上で、ベネプレートを BENeFit ラボラトリーアナログに固定用ネジで連結し、技工作業を行う。ベネスライダー装置等の歯科矯正装置を作成する。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- （1）使用者は、本品の動作原理及び操作方法を熟知し、十分なトレーニングを行ったうえで使用する。
- （2）使用する際に本製品の外観を確認し、汚れ、腐食、損傷、欠損等の異常がないことを確認すること。
- （3）過剰な外圧をかけないこと。
- （4）本品を口腔内で使用する場合は、本品並びに併用品を誤飲させないように留意すること。

2. 相互作用（他の医薬品・医療機器等との併用に関すること）

併用禁忌（専用品以外と併用しないこと）

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
他メーカーのスクリュー及び関連部品	磨耗、弛み等が発生する。	形状が異なるため適切な組み合わせが得られない。

【保管方法及び有効期限等】

保管方法：水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光を避け常温で清潔な場所で保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：安永コンピュータシステム株式会社

第一種医療機器製造販売業

電話番号：0776-33-5333 FAX 番号：0776-33-5334

＊製造業者：PSM Medical GmbH（ドイツ）

取扱説明書を必ず参照すること