

ボアードリル

【禁忌・禁止】

1. 本品は未滅菌ですので、使用前に必ず洗浄・滅菌を行うこと。
2. 製品本来の使用目的と違う用途での使用はしないこと。
3. 本品の加工、改造等は絶対行わないこと。
4. 錆の発生がみられるものは、使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】



材質：ステンレス鋼

全長：33.0mm

外径：ガイド部φ1.5長さ3.0／外径φ2.0（赤）

：ガイド部φ2.0長さ3.0／外径φ2.3（青）

：ガイド部φ2.3長さ3.0／外径φ2.8（黄）

：ガイド部φ2.8長さ3.0／外径φ3.2（緑）

：ガイド部φ3.2長さ3.0／外径φ3.5（橙）

ストッパー「刃部突出し量制御」

：8mm・10mm・12mm

【品目仕様】

- ・各部が指定された寸法に加工されていることの確認
- ・本体及び収納ケースに損傷のない事の確認

【使用目的・効能又は効果】

動力式の外科用ハンドピースに取り付ける器具であり、適切な速度で回転させると、骨に本品の径と同じ寸法の孔が作製される。

【操作方法又は使用方法】

選択したドリルに任意のストッパーを確実に取り付ける。（押し込む）ドリルの突き出し量をスケールで測定し確認する。

【使用方法に関連する使用上の注意】

- 1、使用にあたり、指で直接触れず滅菌済みのゴム手袋を使用すること。
- 2、本品のハンドピースへの取り付けは、確実に奥まで

押し込み、固定されていることを確認する。

- 3、本品は、使用前に外科用ハンドピースに装着し、患者の口腔外にて回転させ、注水、芯フレなど支障のないことを確認すること。
- 4、本品は使用の際、発熱による損傷を避ける為、生理食塩水を外部注水する。適正回転数は rpm350～Rpm600 で使用すること。
- 5、本品を取扱う際は、思わぬケガを避けるため先端の鋭利部に細心の注意を払うこと。
- 6、オートクレーブ可 121℃20 分

【使用上の注意】

【重要な基本的注意】

- 1、本品は未滅菌のため、使用前に必ず滅菌すること。
- 2、使用前に必要な知識及び技術を修得した後、使用すること。
- 3、ストッパーの取付けは、ドリル刃先から内径の大きい方向を挿入し、カチッと音がするまで押し込む。「確実に取付けられた事の確認。」
- 4、ストッパーの取付け後は、ドリル刃の突き出し量を必ずスケールで測定し確認すること。
- 5、取り外しは、刃先の方へ引き抜く。
- 6、骨孔の拡大に際し必ず、所定の径まで間欠にならないように小から大まで順序よく、穴の拡張を行うこと。
- 7、本品の形態変更、改造などしないこと。
- 8、骨内で本品の回転を停止させたり、骨内で動かなくなるような事態を発生させないこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間】

- 1、本品は、汚染及び錆を防ぐため、清潔で湿度の低い場所にて保管すること。
- 2、本品は、医科及び歯科の従事者以外が触れないように適切に管理すること。

【保守・点検に係わる事項】

- 1、本品の使用後は、出来るだけ早く血液、組織片などの異物を除去し、洗浄・消毒し、滅菌を行うこと。
- 2、消毒用薬液、洗浄剤の濃度・浸せき時間・温度など使用方法は、各メーカーの指示に従い正しく使用すること。
- 3、錆への影響が強い消毒用薬液は、使用しないこと。

【包装】

本品 1 本：1 ケース

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所】

製造販売業者：光研

〒994-0057 山形県天童市石鳥居 2 丁目 1-101

TEL 023-655-4522