

＊2017 年 8 月 24 日改訂（第二版）

2017 年 8 月 2 日作成（第一版）

届出番号：06B3X10002000023

器具器械 6 2（歯科用切削器（歯石・歯垢除去器を除く））

一般医療機器 歯科用スケーラ JMDN:35320000

チタン スケーラ

【禁忌・禁止】

- 1、 目的以外の使用禁止：歯科診療・歯科治療以外には使用しない事。
- 2、 注意事項の厳守：器具の正しい使用のために、注意事項を必ず守る事
- 3、 異常時の使用禁止：劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止する事。
- 4、 改造の禁止：器具の形態変更や改造等はない事。



陽極酸化処理

右曲り（RS）淡青色 左曲り（LS）金色

PY-RS PY-LS P-5S

EY-RS EY-LS E-5S

【形状・構造及び原理等】

材質・構成：スケーラ部 純チタン 4 種

柄部（ハンドル）はステンレス鋼

【使用目的・効能又は効果】

口腔内清掃及びインプラント周囲炎予防のため歯石・歯垢等の沈着物を除去するために用いる歯科用器具。

【品目仕様等】

- 1） 本体及び収納ケースに損傷のない事の確認
- 2） 形状及び取り付けに問題のない事の確認

【操作方法又は使用方法】

- 1） 接合する部分は、緩みのないように確実に取付ける
- 2） 左右共用でインプラント体スレッド全周をカバーできる。
- 3） スケーラをホルダーに取り付け、歯肉より浮き出たインプラント体上部スレッドに付着した歯石・歯垢に軽くあて、過度の圧力をかけずにシェービングの要領で歯石と歯垢を除去する。

【使用上の注意】

- 1） 歯科医療有資格者以外は、使用しない事
- 2） 取り付けの確認（緩みのないように）
- 3） 洗浄、消毒、滅菌上の注意
 - ・薬液消毒を行う時は、薬剤の添付文書に書かれた使用上注意を守る事。薬剤の種類によっては、金属に影響を及ぼす事がある。
 - ・使用後は、防腐洗浄剤、流水又は、精製水を用いて器具に付着した血液、体液、組織片を速やかに除去する。

- ・洗浄、消毒、滅菌には、精製水を使用する。
- ・加熱滅菌器の乾燥温度に注意する事。
高温の乾燥は、変質、変形、変色することがある。
- ・洗浄、消毒、滅菌後の器具は水分を除去し充分乾燥させてから保管する事
錆び、シミの原因となる事がある。
- ・本品は、無滅菌のため使用前に次の方法で滅菌すること
 - ①本体及びレンチを滅菌パックに入れる
 - ②オートクレーブに入れ滅菌温度 121℃、圧 216 KPa（約 2 気圧）に設定して 12 分間作動

さ

せ、30 分間乾燥する。

4） 取り扱い上の注意

- ・器具の寿命を著しく低下させるので、粗雑な扱いはしない事
- ・溶解や破折の原因となるので、器具をヒートテグしない事

＜使用方法に関連する使用上の注意＞

- ・柄部とチップ部はレンチを用いてしっかり締め付ける。

【貯蔵・保管方法及び使用期間】

- ・「もらいさび」を防ぐため、錆びている器具と一緒に保管しないこと。
- ・常温乾燥状態で保管すること。

【保守・点検に係わる事項】

【使用前・使用後の点検】

使用前・使用後は、破損、ひび、キズ、等がないか確認する事。これらがある場合は使用を中止する事。

【包装】

本体：1 ケース 1 本（アソート）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所】

製造販売業者：光研

〒994-0057

山形県天童市石鳥居 2 丁目 1-101

TEL 023-655-4522