

機械器具 48 注射筒
一般医療機器 汎用注射筒 JMDN コード：13929001
(調整用薬液注入コネクタ JMDN コード：70396000)

再使用禁止**フィラジル®小児用投与セット****【禁忌・禁止】**

- ・再使用禁止

【形状、構造及び原理等】

1. 形状

- ・液体分注時の組立図



(1)シリンジ

(2)コネクタ



2. 原材料

(1)シリンジ

- ・外筒：ポリプロピレン、シリコーン油
- ・ガスケット：イソブレンゴム、シリコーン油

(2)コネクタ

- ・ポリプロピレン

【使用目的又は効果】

本品は、薬液の注射、分注等に用いる。利便性のため、必要な医療機器を予め組み合わせたものである。

【使用方法等】

1. 使用前の準備

- ① 包装に破れなどがないことを確認してから本品を取り出す。
- ② コネクタの両端のキャップを取り除く。

2. 使用方法

- ① コネクタを薬液容器に時計回りに回して装着し、しっかりと固定する。
- ② コネクタに接続する前にシリンジのプランジャーを奥まで押し込み、空気を抜く。
- ③ シリンジをコネクタのもう一方の接続部に接続し、しっかりと固定されたことを確認する。
- ④ 薬液容器からシリンジへ薬液を移す。薬液が移動しない場合は、シリンジのプランジャーを引き、薬液を引き抜く。
- ⑤ シリンジ内に必要量の薬液を移したら、シリンジからコネクタと薬液容器を取り外す。
- ⑥ シリンジに注射針を取り付け、患者に投与する。

3. 使用后

- ① 医師の指示に従って、廃棄する。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意
 - 1) 本品を使用する前に、包装に異常がないか確認し、破損していた場合は使用しないこと。本品に傷や変形、損傷がないことを必ず確認し、異常がある時は使用しないこと。
 - 2) 包装を開封したらすぐに使用し、使用後は、感染防止に留意し安全な方法で廃棄すること。

2. 不具合・有害事象

本品の使用時に起こりうる不具合・有害事象は以下の通りである。以下のような不具合・有害事象が認められた場合は、直ちに使用を中止すること。

〔重大な不具合〕

- 1) 本品の変形、破損、ひび割れ等
- 2) 接続不良
- 3) 液漏れ

〔重大な有害事象〕

- 1) 血管、神経、軟部組織、筋肉等の損傷
- 2) 感染症

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

水濡れに注意し、直射日光および高温多湿を避けて保管すること。

〔有効期間〕

使用期限は、包装に記載。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〔製造販売業者〕

安井株式会社

〒889 - 0697

宮崎県東臼杵郡門川町大字加草 2725 番地

TEL：0982 - 63 - 7111

FAX：0982 - 63 - 7130