

添 付 文 書

2026 年 1 月 16 日（初版）

医療機器届出番号 25B3X10008000001

医療用品（4）整形用品 / 一般医療機器 救急絆創膏

肌レーヌ® 販売名：メディベール G

再使用禁止

禁忌・禁止

再使用禁止

【形状・構造及び原理】

粘着テープ：ポリウレタンフィルムとアクリル系粘着剤からなる薄いテープ

剥離紙：紙、シリコーン樹脂をコートしてある。使用時まで粘着面を保護している。

キャリアフィルム：ポリオレフィンフィルム 取り扱いを良くする目的

原理：

傷や皮膚バリアー損傷部（肌荒れ含む）に貼付して、乾燥や汚染から保護する。

【使用目的、効能又は効果】

創傷面の保護又は支持（傷、皮膚バリアー損傷部位など）

【操作方法又は使用方法など】

1. 傷や肌荒れ部のサイズをみて、それを被覆する余裕のサイズのものを選択する。
2. 傷口及び周囲の皮膚を含め、流水又は生理食塩水で良く洗浄し、傷の周囲の水分はきれいにふき取る。良く乾かす、乾いていないと貼り付かない。肌荒れ部やアトピーの肌荒れ部の場合は乾燥していれば貼れます。
（幹部の面積が広い場合はフィルムが重ならないように 2，3 mm 空けて貼って下さい。）
3. 製品を剥離紙（台紙）から剥がし、傷がテープの中央部にくるように覆い、傷周囲に貼りつける。指に巻く場合は半分まで巻いて、表面の保護フィルムを半分剥がし剥がした上に巻き付ける。その後、残っている保護フィルムを取り除く。
4. テープの周囲を良く押さえ密着させる。

【使用上の注意】

1. 化膿している傷や、虫刺され、噛み傷には使わないでください。
2. 1 度使ったものを再使用しないでください。
3. 浸出液が漏れたり、テープが汚れたり、剥がれかけたら、直ちに新しいものに貼り替えてください。
4. 1 日に 1 回程度の貼り替えを目安としてください。
5. 熱感、腫れ、痛み、傷周囲の赤みなどが現れたら感染している可能性がありますから、専門医に相談してください。
6. 使用中発疹、発赤、かゆみなどが生じた場合は使用を中止して、医師又は薬剤師に相談してください。

【貯蔵方法及び有効期間】

- ・乳幼児の手の届かないところに保管してください。
- ・直射日光を避け、なるべく涼しいところに保管してください。

【包装】

65mmX70mm 10 枚入小箱包装

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者： メディカルテープ研究所 山本敏幸

〒525-8577 滋賀県草津市桜ヶ丘二丁目 3 番 1 7 号

製造業者： アイ株式会社

〒569-0043 大阪府高槻市竹ノ内町 69 番 2 号

お問い合わせ先 ☎077-599-1850 受付時間 9 時～17 時（土、日曜、祝日は除く）