

CTオーバーレイ

【警告】

「使用方法」

1. 使用前に、適正な診断・治療を行うため併用する機器と本品が適切に固定されているか確認を行うこと。また、適正な診断・治療を行うため、患者の体位固定/位置決めされているか必ず確認を行ってから使用すること。【意図した診断・治療効果が得られず、不要な被ばく等の健康被害が発生する可能性がある】

【形状・構造及び原理等】

1. 構成

本品は以下のものより構成される。

- ベースプレート
CT オーバーレイボード
ヘッドブラケット
フットロックレシーバ
フットロック
- オプション品
インデキシングバー
呼吸同期用ゲーティングブロック

SET番号	構成内訳
OGS-4	ベースプレート×1台
GED-4	ベースプレート×1台
	インデキシングバー×2本
	呼吸同期用ゲーティングブロック×1個

2. 寸法・重量

217×53×4cm
13.6kg

【使用目的又は効果】

1. 使用目的

本品は放射線治療の際に患者の全身を固定し、適切な位置に決めることにより、照射の再現性を保つ為のものである。

【使用方法等】

1. 使用方法

- ** (1) CTオーバーレイボードにフットロックレシーバを取り付け、フットロックを接続する。
- * (2) CTオーバーレイボードをCTカウチ等(別売)に接続し、固定する。
- * (3) 必要に応じて、オプション品であるインデキシングバーや呼吸同期用ゲーティングブロックをCTオーバーレイボードに接続し、他の固定具等(別売)をベースプレートに連結させる。
- ** (4) CTオーバーレイボードに患者を乗せ、患者の**全身体位固定・位置決めを行う**。
- (5) 患者が正確に位置決めされていることを確認し、画像診断撮影・放射線治療を行う。

【使用上の注意】

1. 不具合・有害事象

(1) その他の不具合・有害事象

- 1) バリ等の物理的損傷、コーティング剥がれ、構成部品の腐食

2. 妊婦、産婦、授乳婦及び小児等への適用

- (1) 妊婦及び妊娠の疑いのある患者、及び授乳中の患者へ使用する場合は医師の指示のもとで慎重に行うこと。
- (2) 小児患者は意図せず動くことがあるので、患者の体位が適切に固定されていることを十分に注意し、使用すること。また、使用中も常に状態を監視すること。

3. その他の注意

- (1) 本品を使用し治療を行う際には、患者から目を離さないように注意すること。
- (2) 治療中に製品および患者に異常が認められたら、患者を安全な状態にしてから治療を中止するなど適切な処理を講ずること。
- (3) 本品の設置及び取り外し作業を行う場合は、2人以上で作業を行うこと。また、作業の際に、本品と天板の間に指を挟まないように注意すること。
- (4) 製品に過度に負荷をかけたり、硬いものをぶつけたりしないこと。傷、バリ、コーティングの剥がれがある状態で使用すると、患者の身体に思わぬ傷を負わせる可能性があるため、使用を控え、速やかに当社まで連絡すること。
- (5) 清掃は、石鹼水またはイソプロパノール消毒液にて清掃し、清掃後柔らかい布で軽く拭くこと。エアゾールスプレー、腐食性洗剤、溶剤または研磨剤による清掃は、製品の品質に影響を及ぼすので行わないこと。
- (6) 本品を廃棄する場合は、産業廃棄物となるので、必ず地方自治体の条例・規則に従い、許可を得た産業廃棄物処理業者に廃棄を依頼すること。
- (7) 以下の保管条件にて保管することを推奨する。
高温、多湿、直射日光および水濡れを避け、清潔な換気のよい場所に保管すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 耐用年数

設置後10年[自己認証(当社データ)による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

TEL
Website

Euro Medi Tech
ユーロメディテック株式会社
03-5449-7585
www.euro-meditec.co.jp

** 製造業者

輸入先国名

Diacor Inc.
ダイアコア インク
アメリカ合衆国