

歯科材料 5 歯科用接着充填材料
一般医療機器 歯科根管切削補助材 70928001
17%EDTA クリーナー

【禁忌・禁止】

本材に対して発疹、皮膚炎等の過敏症状の既往歴のある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

〔概要〕

本材の主成分であるエチレンジアミン四酢酸(EDTA)は脱灰作用があり、根管壁のカルシウムを溶出させ、スメア層の除去や歯内療法により根管に残存したカルシウムの除去を容易にするため、その性質を利用して歯科根管切削補助材とする。

〔形状・組成〕

性状：無色透明で粘性の低い液体

組成：エチレンジアミン四酢酸(EDTA)、水酸化ナトリウム、蒸留水、その他

容器：ポリエチレン製

〔原理〕

エチレンジアミン四酢酸(EDTA)の持つ脱灰作用により根管壁のカルシウムを溶出させ、スメア層の除去や歯内療法により根管に残存した水酸化カルシウムの除去を容易にする。

〔仕様〕

項 目	測定値
pH	7.3
比重	1.1

【使用目的または効果】

本材は、歯内治療において石灰化した根管壁等を軟化し、洗浄するために用いる材料である。

【使用方法等】

- ① 通法に従い根管の拡大・形成を行います。
- ② 通法に従いラバーダムを患者に装着し、本材を用いて根管洗浄を行います。水酸化カルシウム等で暫間根管充填がなされている場合は、暫間充填材料を除去・水洗後に本材を用いて根管洗浄を行います。
- ③ 滅菌精製水などで根管を十分に洗浄し、根管内用バキュームなどで吸引、乾燥します。必要に応じて通法に従い次亜塩素酸ナトリウム水溶液などで殺菌処置を行います。
- ④ 通法に従い、根管充填を行います。

【使用上の注意】

- ① 本材の効果が薄れる恐れがあるため、他の材料を混合して使用しないこと。
- ② 本材の使用に際しては、ラバーダムなどを使用し、適切な防湿措置を施すこと。
- ③ 使用中及び水洗中に本材を誤飲させないように注意すること。
- ④ 窩洞が深い場合は、適切な方法で歯髄を保護すること。
- ⑤ 本材は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
本材は、包装に記載の※有効期間までに使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

本材は安定剤が含まれていないため、多湿、酸化剤、還元剤、直射日光、デンタルライトなどの強い光を避けて、必ず室温、暗所にて保管すること。

〔有効期間〕

本材は、包装に記載の※有効期間までに使用すること。
〔記載の有効期間は、自己認証(当社データ)による。〕

※(例)  ○○○○ △△は、有効期間○○○○年△△月を示す)
記載の有効期間は、適正な保管方法を遵守した場合の未開封時における期間を示す。

開封後は添付文書に記載されている保管方法を厳守した上、できるだけお早めにご使用ください。

【取扱い上の注意】

- ① 本材の使用により、発疹、温疹、発赤、潰瘍、かゆみ、しびれなどの過敏症状が現れた患者には使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
- ② 本材に対して発疹、皮膚炎などの過敏症のある術者は直接触れないようにすること。また、使用により過敏症状があらわれた場合には、使用を中止し、医師の診断を受けること。
- ③ 本材との接触による過敏症状の予防のため、使用に際しては手袋の着用などの適切な防護措置を行うこと。
- ④ 患者の歯以外への接触は絶対に避け、術者は直接皮膚に触れないようにすること。接触した場合には、アルコール綿球などで拭き取り、多量の水で洗浄すること。また目に入った場合には、直ちに多量の水で洗浄し、眼科医の診断を仰ぐこと。

〔包装〕

- 500ml 1本

【製造販売業者及び製造業者の氏名または名称等】

製造販売業者 株式会社ユーデント
及び製造業者 千葉県千葉市美浜区浜田2丁目25番地

販 売 業 者 株式会社ビーエスエーサクライ
愛知県名古屋市天白区高島1丁目117番地1号
TEL 052-805-1181 (代)
FAX 052-805-1182