

類別：機械器具 80 はり又はきゅう用器具
一般医療機器 一般の名称：家庭用貼付型接触粒（JMDNコード71026000）

耳つぼイヤークフ MIMI+

【形状・構造及び原理等】

1. 形状

本機器は円弧状の金属製イヤークフです。円弧状の一端には金属球が付き、他端は半球状になっています。この金属球と半球状の間（イヤークフの開口部）を耳に挟み、イヤークフとして使用します。

2. 動作原理

耳のつぼを圧迫（押圧）することにより効果を現わします。

3. 写真



【保管方法及び有効期間等】

保管につきましては、直射日光を避けて、小児の手の届かない所に保管してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：株式会社 森口合成

電話：0725-41-2467

（土、日、祝日を除く 11:00-17:00）

製造元：株式会社 森口合成

耳つぼの位置の説明

EAR POSITION



肩こり

慢性的な肩こりに



首こり

首の痛み、疲れに



目の疲れ

眼精疲労に

【使用目的又は効果】

首や肩のこりの軽減、目の疲れの軽減。一般家庭で使用する。こと。

【使用方法等】

イヤークフの開口部を耳に挟んで使用します。

イヤークフの開口部はある程度指で開けたり閉めたりできます。イヤークフの開口部の開け具合は、最初はイヤークフが落ちない程度のゆるめから始めて徐々にイヤークフの開口部を閉めて痛みのない圧迫感（押圧感）が得られるように調節してください。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) イヤークフの装着により痛みを感じる方は、イヤークフの開口部の開き具合を調節してください。調節しても痛みを感じる場合は、使用を中止してください。
- 2) 本品の装着によりかゆみなどの異常を感じた場合は、直ちに使用を中止し、医師等にご相談ください。
- 3) 本品は人により効果の感じ方に差が生じます。

2. その他の注意

- 1) 本品を子供が誤って口に入れないように注意してください。
- 2) 本来の使用目的以外に用いないでください。
- 3) 改造はしないでください。
- 4) 機器、包装箱などを廃棄する場合は、地域で定める条例に従って廃棄してください。
- 5) 水などで濡れた場合には、柔らかい布でやさしく拭いてください。腐食の原因になります。
- 6) 風呂、プール、海水などに入るときは、イヤークフを外してください。
- 7) 本品を強く引っ張ったり、ねじったりしないでください。故障の原因になります。
- 8) 故障した場合には、勝手に修理などせず、販売元又は製造販売元に連絡してください。