

機械器具（12）理学診療用器具
一般医療機器 止血器 70678000

オートカフ UP310 VG

止血器の付属品：標準止血カフ（UNEXCUFF No.5）

【禁忌・禁止】

他社製の止血器には使用しないでください。
[他社製止血器では動作保証はできません。]

【使用上の注意】

1. 使用する止血器の添付文書等を参照してください。
2. エアホースのねじれや折れ曲がりがないように注意してください。
3. 加圧中に空気漏れがないことを確認してください。
4. 使用後（測定終了後）、排気がされていることを確認してください。
5. カフの内側がしわにならないよう、皮膚に均等に接触させてください。

【形状・構造及び原理等】

商品コード	2000020
JAN コード	4573349040168
	

【保管方法及び有効期間等】

常温・常湿で保管し、劣化した場合は新品と交換してください。

【保守・点検に係る事項】

1. 注意事項
 - (1) 清掃にはシンナー、ペンジン等の溶剤を使用しないでください。
2. 使用前の点検
 - (1) 外観が汚れていないか、あるいは濡れていないか確認してください。
 - (2) カフの消耗具合（マジックテープの付き具合など）を確認してください。
 - (3) エアホースの接続に緩みのないことを確認してください。
3. お手入れ
 - (1) 希釈した中性洗剤又は希釈した消毒用アルコールを含ませ、固くしぼった柔らかい布で拭いて汚れを落としてください。

【使用目的又は効果】

止血カフを上肢又は下肢（腕又は脚）に装着して空気を送気し、カフ圧力を設定・制御・維持することによって、血液循環の抑制及び遠位部への正常血流又は遠位部からの正常血流を遮断します。

【使用方法等】

1. 使用前の準備
 - (1) 使用可能な止血器であることを確認します。
 - (2) 破損、亀裂、エアホースに折れがないことを確認します。
 - (3) エアホースを介して止血器と接続します。
2. 使用方法
 - (1) 止血器の取扱説明書に準じて操作します。
 - (2) 加圧中に停止する場合は、本体の「排気」ボタンを押します。
3. 使用後の作業
 - (1) 止血カフを止血器及びエアホースからはずします。
 - (2) 消毒用アルコール等で清拭します。

<使用可能な医療機器>

販売名	認証番号/届出番号
オートカフ UP310 VG	23B2X10017GG0005
ユネクスイーエフ UNEXEF18VG	225ALBZX00004000
ユネクスイーエフ 38G	228ALBZX00014000

【包装】

梱包単位：1 袋／1 セット

【製造販売業者、及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者： 株式会社 ユネクス
<http://www.unex.co.jp>
 TEL：052-229-0820