

添付文書

2009年12月25日(初版) 2014年12月12日(第2版)

2016年6月9日(第3版) 2017年4月13日(第4版)

2019年12月25日(第5版)

届出番号: 27B3X00232000001

類別及び一般的名称 器 71 視力補正用眼鏡 眼鏡 JMDN コード: 35065000

医療機器 一般

販売名 老眼用眼鏡

【警告】

- ・ レンズを通して太陽の強い光を絶対に見ないで下さい。失明の原因になります。
- ・ 凸レンズを使用している為、太陽光線を集めて近くのを焦がしたり発火させたり火災の原因になる場合が有りますので、太陽の当たる場所に放置しないで下さい。

【禁忌・禁止】

- ・ 運転時や歩行時は必ずはずしてください。
- ・ 小さなお子様の手の届くところに置かないで下さい。踏みつけたりしてレンズを割り、その破片でケガをする危険があります。
- ・ 階段の上り下りや段差のあるところでの使用は、避けてください。
- ・ 直射日光が当たるところや夏の車中、サウナや高温になる場所での使用や放置はおやめください。
- ・ むき出しで携行、保管されると変形や破損の原因となります。防虫剤、洗剤、薬品と一緒に長い間保管するとメガネが劣化、変質、変色することがありますのでおやめください。
- ・ レンズは高温（60℃以上）にさらされると表面のコート膜がヒビ割れたり、変形してフレームから外れることがあります。

【形状・構造及び原理等】

プラスチック枠あるいは金属枠に老視の視力補正を目的としたレンズを変形加工してはめ合わせた物。レンズにより屈折率を変化させ焦点を合わせる。

【使用目的、効能又は効果】

視力補正

【品目仕様等】

適用度数: +1.00から+6.00

【操作方法又は使用方法等】

顔に掛けて使用

【使用上の注意】

新聞等を読み、快適で見やすいものをお選びください。

使用中に、万一肌の異常、不快や視力異常等を感じたときは、医師又は購入店にご相談ください。

汗、整髪料等はメッキのはがれ、変色の原因となる場合があります。そのまま使用されると、アレルギーの原因となる場合があります。

定期的に、洗浄、ねじのゆるみ等の点検を行われ、ご使用いただけますようお願い致します。

【包装】

個装

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者 有限会社 エム・アイ・ケイ

〒544-0013 大阪府大阪市生野区巽中 1-15-9

TEL: 06 - 6224 - 4420

製造業者 中華人民共和国 WENZHOU MINGSHIDA LIGHT INDUSTRIAL
PRODUCTS CO., LTD.