

Gecko サブラミナバンドホルダー**再使用禁止****【禁忌・禁止】**

- ・ 再滅菌禁止。[滅菌状態の品質保証ができず、感染症を引き起こす可能性がある。]
- ・ 再使用禁止。[一度使用された製品を再使用すると、品質の維持を保証できない。]

【保管方法及び有効期間等】

- ・ 使用期限は、3 年間（自己認証による）。
- ・ 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、水漏れ、有害ガスを含んだ空気等により、悪影響を及ぼすおそれのない場所に保管すること。

【製造販売業者又は製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：USCI ジャパン株式会社 03-6823-1100(代表)

【形状・構造及び原理等】

・ 製品外観



・ 材質

- 1) 針：SUS304（ステンレス鋼）
- 2) 糸：ポリエステル

【使用目的又は効果】

本製品は、各種器官を一時的に保持するために用いる器具である。針付を含む。

【使用方法】

本製品はディスプレイ製品であり、1 回限りの使用のみで再使用できない。

1. 縫合糸ループ側にバンドを通し、針を椎弓下に通す。
2. 針を椎弓下から引き抜き、バンドを椎弓下に通す。
3. 椎弓下を通過したバンドの一端を引き抜く。

※ バンドの端にある穴を利用して、針を取付ける場合もある。

【使用上の注意】

- ・ 本製品を使用前に添付文書等で使用方法を確認してから、用いること。
- ・ 使用前に本製品の外観を確認し、異常が認められた場合は使用しないこと。
- ・ 使用前に本製品に結合されている糸を取り外さないこと。
- ・ 本製品を一度開封した後は、使用の有無に関わらず、廃棄すること。[一度使用した製品が新品と混合し、判別ができない可能性がある。]
- ・ 本製品を操作する際は、血管や神経組織等を傷付けないよう慎重に操作すること。
- ・ 本製品の糸やバンドが絡まらないように注意すること。絡まってしまった際には、組織を傷付けないよう慎重に取り外すこと。
- ・ メスや先端が尖っている鉗子等が誤って製品に触れると傷が付き、糸が切れてしまう可能性があるため、取扱いには十分に注意すること。
- ・ 本製品に過度な力を加えないこと。[過度な力を加えることで、本製品の変形や針と糸が分離する可能性がある。]
- ・ 本製品に異常が生じた場合は、すぐに新しい製品に取り替えるか、使用を中止すること。
- ・ 本製品の使用後は、必ず廃棄すること。