

2026 年 6 月（第 4 版）

ご使用前に必ずこの文章をお読みください。

医療機器届出番号：28B3X10040000001

医療用品 04 整形用品

一般医療機器 家庭用遠赤外線血行促進用衣 JMDN コード 71105001

R E Z A P Tシャツ

【禁忌・禁止】

- ・異常（かゆみ、かぶれなど）を感じた場合は、使用を中止すること。
- ・皮膚にかぶれ、湿疹、傷などの異常がある場合は使用しないこと。

【使用目的又は効果】

本製品は遠赤外線の花行促進効果により、次のような健康効能が期待できる。

【遠赤外線の花行促進作用】

- ・疲労の回復・改善
- ・花行促進
- ・筋肉のこりの緩和・改善
- ・筋肉の疲れを軽減

【使用方法】

- ・衣類製品と同じく着用する。
- ・本製品は再使用可能である。

【保管方法及び有効期間】

耐用期間

1 年

取扱い上の注意

本製品は繰り返し使用可能ですが、素材の特性上無理な力を加えたり、長期の使用による経年劣化で伸びが生じる場合があるので、ご注意ください。

【形状・構造及び原理】

1.形状・構造

※シャツ形状や鉱石デザイン配置



項目⇒	S	M	L	LL(XL)
着丈 (CB)	65	67	69	73
身幅	47	49	51	55
ウエスト幅	44	46	48	52
裾幅	46	48	49	54
袖丈	28	29.5	32	35
天巾	20	20.5	21	21.5
襟リブ巾	1.5	1.5	1.5	1.5
ラグラン幅前 (襟)	5	5	5	5
ラグラン幅後 (襟)	2.5	2.5	2.5	2.5
袖口幅	16	16.5	17	17.5
サイド切り返し幅	7.5	7.5	8	9
前下がり	9.75	10	10.25	10.5
後下がり	4.5	4.5	4.5	4.5

2.原理

本品は繊維の原材料の生地全体に多孔質火山鉱物を練りこみ、特殊な鉱石プリント加工を施すことで体熱等を伝導及び吸収し、一定程度の遠赤外線を輻射する素材を使用した製品であり、着用することで遠赤外線による花行促進作用により疲労や筋肉のこり等の症状改善を行うことを目的とした、衣類形状の医療機器である。

3.原材料

ポリエステル ポリウレタン
(主なもの)

【使用上の注意】

- 蛍光増白剤の入っていない洗剤をご使用ください。
- 色落ちする恐れがありますので他のものと一緒に洗わないでください。
- タンブル乾燥はお避け下さい。
- 持病をお持ちの方、妊婦の方などは医師にご相談の上ご着用ください。
- 洗濯はネットに入れ乾燥機は避けてください。できるだけ日陰干しをお願いします。手洗いの場合は押し洗いをお願いします。
- 濡れたまま放置しないでください。
- 高温以上のアイロンの使用は控えてください。

【包装】

ジッパー付き密閉梱包袋

【製造販売業者の氏名又は名称】

製造販売業者：株式会社ユアーショップ

〒660-0805 兵庫県尼崎市西長洲町一丁目3番20号

電話：06-6435-9905

【製造業者】

Shanghai ShunliWen Clothing Co.,Ltd

(中華人民共和国)