

機械器具 68 印象採得又は咬合採得用器具
一般医療機器 歯科材料加温器 JMDN コード 70720000

ホットスポット

【形状・構造及び原理等】

1. 各部の名称 **



2. 仕様 **

本体寸法：W100×D130×H70mm

重 量：900g

電 源：100V 50/60Hz

消費電力：60W

温度調節範囲：55～105℃

電撃に対する保護の形式：クラス I

3. 原理

電気ヒーターによりヒーターブロックを加熱し、その熱でヒーターブロックに挿入したシリンジ入りのガッタパーチャを融解する。

【使用目的又は効果】

寒天印象材等の材料を適切な使用状態に維持するために用いる加温装置。

【使用方法等】

詳細は取扱説明書等を参照すること。

- ①電源スイッチを ON にする。
- ②裏面にある温度調節ノブで温度を設定する。
例えば、設定温度を 70℃ にセットすると設定温度に達するまでに約 15 分かかる。
設定温度に達すると、ヒーターランプが消える。
- ③設定温度に達した後、ホットスポットのヒーターブロックの穴にシリンジタイプ・ガッタパーチャを入れる。約 10 分で使用可能な状態まで融解する。*
- ④ヒーターブロックからシリンジを取り出し、シリンジ先端からインスツルメント（NT コンデンサー等のらせん状充填器）を挿入し、シリンジ内のガッタパーチャをコーティングさせる。
- ⑤インスツルメントへのコーティングが終わったら、シリンジをヒーターブロックに戻すこと。
シリンジをヒーターブロックに戻す際は、必ず余分なガッタパーチャを「ホットスポットクリーナー」を浸した布で拭き取ってから戻すこと。

（使用方法に関連する使用上の注意）*

- ・設定温度及び使用温度に達するまでの時間は、気温により異なる。

- ・設定温度が高過ぎるとシリンジ先端からガッタパーチャが流れ出し、温度が低過ぎるとガッタパーチャが硬く、シリンジより取り出せないことがある。

【使用上の注意】*

（重要な基本的注意）

- ・発火性、引火性、可燃性物質を使用する室内、場所では本品を使用しないこと。
- ・本品を発火性、引火性のある薬品の近くに設置しないこと。

（使用注意）

- ①本品は、記載の使用目的のみに使用すること。
- ②電源プラグはアース付きコンセントに接続すること。
- ③使用の前に、必ず使用材料の融解温度を確認すること。
- ④使用材料の設定温度を守ること。
- ⑤操作中、ヒーターブロックは高温になるので、手を触れないこと。
- ⑥ヒーターブロックが高温になっている場合があるので、清掃は十分に温度が下がってから行うこと。

【保管方法及び有効期間等】

（保管方法）

本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

（耐用期限）

正規の保守点検を行った場合に限り、製造の日より 5 年間。（耐用期限は自己認証[当社データ]による。）

【保守・点検に係る事項】

（清掃方法）

- ①電源スイッチを切り、ヒーターの温度を完全に下げる。
- ②ヒーターブロックを取り出し、付着したガッタパーチャを「ホットスポットクリーナー」を浸した布で拭く。ヒーターブロックの穴の部分は綿棒等で清掃する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：  株式会社ヨネクラ

住 所：〒110-8507

東京都台東区上野 7-6-9

お問い合わせ先

器材部

電 話 番 号：03-3845-2931

F A X 番号：03-3841-8204

製 造 元：アセプチコ社

ASEPTICO Inc.（国名：アメリカ合衆国）