

機械器具 68 印象採得又は咬合採得用器具
一般医療機器 歯科印象材用シリンジ JMDN コード 35860000

コー・シリンジ

チップの再使用禁止*

【禁忌・禁止】

- ・口腔内で用いる場合は、本品の使用により感作又はアレルギー反応が表れる可能性があるため、本品の原材料成分に対して過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
- ・チップの再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 構成
シリンジ
プラスチックチップ
2. 原材料
シリンジ : アルミニウム
プラスチックチップ: ポリプロピレン

【使用目的又は効果】

印象トレーに印象材料を注入するために用いる。

【使用上の注意】*

1. 使用注意
 - ①破損、曲がり等の原因になり得るので、使用時に必要以上の力を加えないこと。
 - ②使用後は洗浄剤（鋼製器具用防錆洗浄剤を推奨する）を用いてよくすすぎ、滅菌バックに入れて高圧蒸気滅菌を行うこと。
 - ③すすぎが不十分であると、高圧蒸気滅菌により変色する場合があるので注意すること。
 - ④次亜塩素酸ナトリウム等の塩素系消毒剤、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、グルコン酸クロルヘキシジン、超酸化水（超酸性水）等の機能水、家庭用洗剤は、金属腐食を起こすおそれがあるので使用しないこと。
 - ⑤洗浄には、歯科用防錆洗浄剤を使用すること。
 - ⑥薬液消毒を行う時は、薬剤の添付文書に記載された使用上の注意を守ること。薬剤の種類によっては、金属素材に影響を及ぼすことがあるので、使用する洗浄剤の金属に対する腐食性に注意すること。
 - ⑦消毒剤を使用する際は、薬剤の使用説明書に従って使用すること。*
2. 重要な基本的注意
口腔内で用いる場合は、本品の使用により感作又はアレルギー反応が表れる可能性があるため、本品の原材料成分に対して過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。また、使用により異常を認めた場合は直ちに使用を中止して、専門医の診察を受けさせること。

【保管方法及び有効期間等】

（保管方法）

本品は、歯科の従事者以外が触れないように、適切に保管・管理すること。

【保守・点検に係る事項】

- ①使用前には、サビ、傷、磨耗等の発生がないことを確認する。
- ②洗浄後は腐食を防ぐために必ず乾燥させること。*
- ③金属たわし、クレンザー（磨き粉）等の使用は器具の表面を傷つけるので、洗浄時に使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元:  株式会社 **ヨシダ**
住 所: 〒110-8507
東京都台東区上野 7-6-9

お問い合わせ先

器材部

電 話 番 号: 03-3845-2931

F A X 番 号: 03-3841-8204

製 造 元: ジーシーアメリカ

GC America, Inc. (国名: アメリカ合衆国)