

歯科材料 6 歯科用印象材料
一般医療機器 歯科印象採得用器材 JMDNコード 70887000

コルテン アドヒーシブ

【禁忌・禁止】

本品の使用により感作又はアレルギー反応が起きる可能性があるため、本品又は本品に含まれる成分に対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者に使用しないこと。＊

【形状・構造及び原理等】

形状： 粘性のある赤紫色透明の液体

成分： ヘキサメチルジシロキサン、キシレン他

【使用目的又は効果】

印象採得時に、トレーにシリコーン印象材を接着するために用いる。

【使用方法等】

- ①本品をトレーに薄く、均一に塗布する。
- ②塗布後、約1分間放置し乾燥させる。
- ③練和したシリコーン印象材をトレーに盛り、印象採得する。

【使用上の注意】＊

1. 使用注意

- ①本品は可燃性なので、火気の近くで使用しないこと。
また、火気の近くや高温となる場所（直射日光が当たる場所等）に放置しないこと。
- ②本品を使用する場合は十分に換気すること。
- ③開封後はできるだけ速やかに使用すること。
- ④他の製品と混用しないこと。

2. 重要な基本的注意

- ①本品の使用により発疹などの過敏症状を起こした患者には直ちに使用を中止し、専門医の診察を受けさせること。
- ②本品又は本品に含まれる成分に対してアレルギー既往歴のある患者には使用しないこと。＊
- ③本品又は本品に含まれる成分に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある術者は、手袋などをして直接本品に触れないようにすること。また、本品の使用により過敏症状を起こした場合には直ちに使用を中止し、専門医の診察を受けること。＊
- ④本品は、目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合は、直ちに多量の流水で洗浄し、眼科医の診察を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

（保管方法）＊

- ①本品は火気のない換気の良い場所で、直射日光を避けて保管すること。
- ②保管温度は15℃～23℃が推奨される。
- ③本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

（有効期間）

本品の使用有効期間は製造日から5年。
容器に記載されている使用期限までに使用すること。
（使用期限は自己認証〔当社データ〕による。）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：  株式会社 **ヨシダ**
住 所：〒110-8507
東京都台東区上野 7-6-9

お問い合わせ先

器材部

電話番号：03-3845-2931

FAX番号：03-3841-8204

製 造 元： コルテン／ウェルデント社
Coltene/Whaledent AG
（国名：スイス）