

機械器具 49 医療用穿刺器、穿削器及び穿孔器
一般医療機器 歯科用ファイル JMDN:31878021

トリプルファイル

【禁忌・禁止】

本品は、金属アレルギーが表れる可能性があるので、
金属アレルギー患者には使用しないこと。

【形状、構造及び原理等】

1. 呼称と寸法

No.	長 さ	色
No.15	21mm、25mm	白
No.20	21mm、25mm	黄
No.25	21mm、25mm	赤
No.30	21mm、25mm	青
No.35	21mm、25mm	緑
No.40	21mm、25mm	黒
No.45	21mm、25mm	白
No.50	21mm、25mm	黄
No.55	21mm、25mm	赤
No.60	21mm、25mm	青

2. 原材料

刃 部：ステンレス鋼 AISI302
ハンドル部：ポリプロピレン成型品
ラバーストップ：シリコーンゴム

【使用目的又は効果】

根管を拡大し、根管壁を平滑にするために用いる。

【使用方法等】

1. 拡大を行ないたい根管の太さに合った番号のファイルを選択する。
2. ファイルのハンドルを持ち、根管に挿入したファイルを上下方向に動かす。
3. 引き上げる動作で根管壁を切削する。

【使用上の注意】**

1. 使用注意

- ①使用前に必ず洗浄・滅菌を行うこと。
- ②破損、曲がり等の原因になるので、必要以上に力を加えないこと。
- ③使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬剤等を速やかに除去し、感染防止のために洗浄・消毒すること。 **
- ④長期の使用により金属疲労や摩耗等の劣化が生じるので、適時交換すること。

2. 重要な基本的注意

本品は使用により感作又はアレルギーが表れる可能性があるため、異常を認めた場合は直ちに使用を中止し、専門医の診察を受けさせること。

【保管方法及び有効期間等】

（保管方法）

歯科の従事者以外は触れないように適切に保管・管理すること

【保守・点検に係わる事項】

（洗浄方法）

- ①本品を金属製のインスツルメント収納ケースに入れて、超音波洗浄剤もしくは超音波洗浄に使える小器具洗浄剤を金属製のインスツルメント収納ケースに入れ、超音波洗浄すること。
- ②本品がすべて洗浄液に浸かるように十分な量の洗浄液を入れること。
- ③超音波洗浄時間は 30 分程度行うこと。
- ④洗浄後は洗浄剤が残留しないように十分すすぎを行うこと。仕上げすすぎには、精製水を用いることを推奨する。
- ⑤消毒剤を使用する際は、薬剤の使用説明書に従って使用すること。 **

（滅菌方法）*

- ①高圧蒸気滅菌を行なう。滅菌前にファイルを乾燥させておく。
- ②高圧蒸気滅菌の条件は 134℃ の場合は 18 分間。
- ③乾燥工程は過熱によりハンドル部を変形させることがあるので注意すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：  株式会社 **ヨシダ**
住 所：〒110-8507
東京都台東区上野 7-6-9

お問い合わせ先

器材部

電 話 番 号：03-3845-2931

F A X 番 号：03-3841-8204

製 造 元：マイクロメガ社

MICRO-MEGA S.A.（国名：フランス）