

機械器具 68 印象採得又は咬合採得用器具  
一般医療機器 歯科用咬合器 JMDN: 10201000

## ニュー S E 咬合器

### 【形状・構造及び原理等】



#### 1. 仕様\*

寸法: W156mm×D165mm×H105mm (突起物を含まない)

形式: アルコン型全調整型咬合器

調整可能範囲:

PROTRUSIVE 角 0～60 度

IMMEDIATE SIDE SHIFT 0～4mm

PROGRESSIVE SIDE SHIFT 0～30 度

顎頭間距離 90～150mm

#### 2. 原材料

本体: アルミニウム、ステンレス鋼、ポリエチレン

### 【使用目的又は効果】

予め記録した顎間関係に従って上顎及び下顎模型を取り付け、下顎運動の一部をシミュレートする。

### 【使用方法等】

詳細は取扱説明書を参照すること。

#### 1. 右側方運動

ラッチが解放されていることを確認してから、上弓を左に動かす。左手の親指で強く圧迫して、左の平衡側顎頭球がフォッサボックスの上壁と内壁に接触していることを、及び右の作業側顎頭部が上壁と後壁に接触していることを確認する。

#### 2. 左側方運動

上弓を右に動かす。この時、左手の親指で強く圧迫し、右に平衡側顎頭球がフォッサボックスの上壁と後壁に、それぞれ接触していることに注意する。

#### 3. 前方運動

左手で上弓の後部を下方に圧迫しながら、上弓を右手で後方にまっすぐに移動させる。

### 【保管方法及び有効期間等】

(保管方法)

本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管、管理すること。

### 【保守・点検に係わる事項】

詳細は取扱説明書を参照すること。

① 全ての作動部に高品質の機械油又は高純度のシリコーン・オイルを定期的に注油すること。

② 余分な油は埃や粒子物の付着・沈着を防ぐために拭き去ること。

③ ワックス又は石膏を溶解したり、カーボランダム粒子を洗い去る場合はワックス・ソルベントを使用すること。

④ 使用しない場合は、清潔で乾燥した、石膏やカーボランダムの埃がない場所に保管すること。

⑤ 石膏から出る湿気とアルカリ成分がアルミニウム部分を変色させることがあるので、模型を取り付けた直後に咬合器をキャリングケース、ボール箱、ロッカー等に入れないこと。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元:  株式会社 **ヨシダ**

住所: 〒110-8507

東京都台東区上野 7-6-9

お問い合わせ先

器材部

電話番号: 03-3845-2931

FAX 番号: 03-3841-8204

製造元: ウィップミックス社 (国名: アメリカ合衆国)  
Whip Mix Corporation

取扱説明書を必ずご参照下さい