

歯科材料 6 歯科用印象材料
一般医療機器 歯肉圧排材料 JMDN コード 70882000

クイックスタット F S

付属の 1.2mL シリンジ及びチップは再使用禁止*

【禁忌・禁止】

- ・本品の使用により感作又はアレルギー反応が起きる可能性があるため、本品または本品に含まれる成分に対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
- ・付属の 1.2mL シリンジ及びチップは再使用禁止。

【形状・構造及び原理等】

性状：粘性のある赤褐色のゲル

成分：硫酸第二鉄（15.5%含有）他

原理：本品との接触により口腔内滲出液を凝固させ、物理的に口腔内滲出液を抑制することにより、歯肉圧排時の辺縁部を明確にする。

【使用目的又は効果】

支台歯形成、印象採得などの際に、歯肉を圧排するために一時的に用いる。

【使用方法等】*

- ① 1.2mL シリンジのキャップを取り外し、スタットフローチップをシリンジに確実に装着する。
- ② 本品を歯肉溝に適用する。
- ③ 1～2 分放置した後、パックコードを適用部位のゲルの中に浸し、本品をコードに浸み込ませる。
- ④ コードを取り除き、適用部位を洗浄、乾燥させる。
- ⑤ 使用後、スタットフローチップは廃棄する。

バルクシリンジから 1.2mL シリンジへの充填：

キットに付属のドッキングポートを用いて充填する。

- ① ドッキングポートの片側にバルクシリンジを接続し、反対側に 1.2mL のシリンジを接続させる。
- ② 確実に接続されていることを確認した後、バルクシリンジから必要量の本品を吸引して 1.2mL シリンジに充填する。

注意：1.2mL シリンジは患者毎に交換すること。

注意：使用した 1.2mL シリンジを再度バルクシリンジに取り付けないこと。

【使用上の注意】*

（重要な基本的注意）

- ① 本品の使用により発疹などの過敏症状を起こした患者には、直ちに使用を中止し、専門医の診断を受けさせること。
- ② 本品又は本品に含まれる成分に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある術者は、手袋などをして直接本品に触れないようにすること。また、本品の使用により過敏症状を起こした場合には直ちに使用を中止し、専門医の診断を受けること。

- ③ 本品が目に入らないように注意すること。万一目に入った場合には、直ちに多量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けさせること。

【保管方法及び有効期間等】

（保管方法）

- ・本品は、15～30℃の室温で保管すること。
- ・本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

（有効期間）*

容器に記載されている使用期限までに使用すること。（使用期限は自己認証〔当社データ〕による。）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元： 株式会社 **ヨシダ**
住 所：〒110-8507
東京都台東区上野 7-6-9

お問い合わせ先

器材部

電 話 番 号：03-3845-2931

F A X 番 号：03-3841-8204

製 造 元：インターメド/ビスタデンタルプロダクツ
Inter-Med/Vista Dental Products
（国名：アメリカ合衆国）