

機械器具 49 医療用穿刺器、穿削器及び穿孔器
管理医療機器 電動式歯科用根管リーマ JMDN：31875022

ゲーツドリル

【禁忌・禁止】

本品に感作又はアレルギーを示す患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 呼称と寸法

No.	刃部の太さ	刃部の長さ
No.1	0.5mm	2.0mm
No.2	0.6mm	2.5mm
No.3	0.75mm	3.0mm
No.4	0.9mm	3.5mm
No.5	1.1mm	4.0mm
No.6	1.3mm	4.5mm

2. 原材料

ステンレス鋼（DIN 1.4197）

【使用目的又は効果】

根管の拡大に用いる。

【使用方法等】

（操作方法）

減速コントラハンドピースに装着し、使用する。

（使用方法に関連する使用上の注意）

- ①回転数 500～800r.p.m. で使用することを推奨する。＊
- ②ハンドピースメーカーの指定にしたがってシャンクを確実に奥まで挿入して、半チャックでないことを確認すること。＊
- ③あらかじめ患者の口腔外で回転させて、振れがないことを確認すること。＊
- ④破損、曲がり等の原因になるので、使用時に必要以上の力を加えないこと。＊
- ⑤目の損傷を防ぐために保護メガネ等を使用すること。

【使用上の注意】**

1. 使用注意

- ①使用前に必ず洗浄・滅菌を行うこと。
- ②使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬剤等を除去し、感染防止のために洗浄・消毒すること。＊
- ③長期の使用により金属疲労や摩耗等の劣化が生じるので、適時交換すること。
- ④消毒剤を使用する際は、薬剤の使用説明書に従って使用すること。＊

2. 重要な基本的注意

本品の使用により感作又はアレルギー反応が表れる可能性があるため、異常を認めた場合は直ちに使用を中止し、専門医の診察を受けさせること。

【保管方法及び有効期間等】

（保管方法）

本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【保守・点検に係わる事項】

（洗浄方法）＊

- ①本品を金属製のインスツルメント収納ケースに入れて、超音波洗浄剤もしくは超音波洗浄に使える小器具洗浄剤で超音波洗浄を行う。
- ②本品がすべて洗浄液に浸かるように十分な量の洗浄液を入れること。
- ③超音波洗浄時間は30分程度行うこと。
- ④洗浄後は洗浄液の残留がないように十分にすすぐこと。仕上げすぎには、精製水を用いることを推奨する。

（滅菌方法）＊

- ①滅菌前に汚れ、傷、損傷等の有無を調べる。
- ②点検後、高圧蒸気滅菌を行う。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元： 株式会社 **ヨシダ**
住 所：〒110-8507
東京都台東区上野 7-6-9

お問い合わせ先

器材部

電 話 番 号：03-3845-2931

F A X 番 号：03-3841-8204

製 造 元：プロデュイデンテール社
PRODUITS DENTAIRE SA
（国名：スイス）