

機械器具 65 歯科用充填器
管理医療機器 電動式歯科用歯内ペーストキャリア JMDN：41539000

NT コンデンサー

【禁忌・禁止】*

本品の原材料にはニッケル、クロムが含まれている。
ニッケルやクロムにアレルギー反応を示す患者には
使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

型番

- # 25/長さ 21mm、25mm
- # 30/長さ 21mm、25mm
- # 35/長さ 21mm、25mm
- # 60/長さ 21mm、25mm

原材料

刃 部：ニッケルチタン合金
シャンク部：銅合金

【使用目的又は効果】

低速回転時の摩擦熱で、ガッタパーチャを柔軟化して根
管に充填する。

【使用方法等】

（使用方法）

- ① 低速ハンドピースに NT コンデンサーを装着する。
- ② NT コンデンサーに軟化したオブチュレーションガッタ
NT をコーティングさせる。
- ③ 根管内に挿入し、根尖から 1mm 引き戻し、3,000～
5,000r.p.m. で回転させ根管充填を始める。
- ④ ハンドピースが反動で押し出されるが、3 秒前後その
位置で保ち、その後根管から引き抜く。

（使用方法に関連する使用上の注意）**

- ① ハンドピースにシャンクを確実に奥まで挿入して、半
チャックでないことを確認すること。
- ② あらかじめ口腔外で回転させて、振れがないことを確
認すること。
- ③ 口腔内での破損、曲がり等の原因になるので、使用時
に必要な以上の力を加えないこと。
- ④ 使用前にファイルの金属疲労、傷、曲がり等の劣化の
有無を調べること。*
- ⑤ 目の損傷を防ぐために保護メガネを使用すること。

【使用上の注意】**

1. 使用注意

- ① 使用前に必ず洗浄・滅菌を行うこと。
- ② 消毒剤を使用する際は、薬剤の使用説明書に従って使
用すること。*

2. 重要な基本的注意

本品の使用により感作又はアレルギー反応が表れる可
能性があるので、異常を認めた場合は直ちに使用を中止
し、専門医の診察を受けさせること。

【保管方法及び有効期間等】

（保管方法）*

本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保
管・管理すること。

【保守・点検に係わる事項】

（洗浄方法）*

- ① 本品を金属製のインスツルメント収納ケースに入れ
て、超音波洗浄剤もしくは超音波洗浄に使える小器具
洗浄剤で超音波洗浄を行うこと。
- ② 本品がすべて洗浄液に浸かるように十分な量の洗浄
液を入れること。
- ③ 洗浄後は十分にすすぐこと。仕上げすすぎには精製水
を用いることを推奨する。
- ④ 洗浄後は、腐食を防ぐために必ず乾燥させること。

（滅菌方法）*

- ① 滅菌前に汚れ、傷、損傷等の有無を調べる。
- ② 点検後、高圧蒸気滅菌を行う。滅菌は 134℃ で 6 分間
または 121℃ で 30 分間行う。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：  株式会社 **ヨシタ**
住 所：〒110-8507
東京都台東区上野 7-6-9

お問い合わせ先

器材部

電 話 番 号：03-3845-2931

F A X 番 号：03-3841-8204

製 造 元：オームコ社 *

Ormco Corporation

（国名：アメリカ合衆国）