

機械器具 49 医療用穿刺器、穿刺器及び穿孔器
管理医療機器 電動式歯科用ファイル JMDN：31878022

ジロマチックHファイル

【禁忌・禁止】

本品は、金属アレルギーが表れる可能性があるので、
金属アレルギーの患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

呼称及び寸法

No.	長さ	色
No.08	21mm、25mm、29mm	灰
No.10	21mm、25mm、29mm	紫
No.15	21mm、25mm、29mm	白
No.20	21mm、25mm、29mm	黄
No.25	21mm、25mm、29mm	赤
No.30	21mm、25mm、29mm	青
No.35	21mm、25mm、29mm	緑
No.40	21mm、25mm、29mm	黒
No.45	21mm、25mm、29mm	白
No.50	21mm、25mm、29mm	黄
No.55	21mm、25mm、29mm	赤
No.60	21mm、25mm、29mm	青
No.70	21mm、25mm、29mm	緑
No.80	21mm、25mm、29mm	黒
No.90	21mm、25mm、29mm	白

原材料

刃 部：ステンレス鋼
シャンク部：ナイロン成型品及び真鍮

【使用目的又は効果】

根管を拡大し、根管壁を平滑にする。

【使用方法等】

（使用方法）

コントラアングルハンドピースに装着して使用する。

（使用方法に関連する使用上の注意）**

- ①ジロマチックにシャンクを確実に奥まで挿入し、半チャックでないことを確認すること。
- ②あらかじめ患者の口腔外で作動させて、振れがないことを確認すること。
- ③口腔内での破損、曲がり等の原因になるので、使用時に必要以上の力を加えないこと。
- ④目の損傷を防ぐために、保護めがね等を使用すること。
- ⑤使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬剤等を除去し感染防止のために洗浄・消毒すること。

*

【使用上の注意】*

1. 使用注意

- ①使用前に必ず洗浄・滅菌を行うこと。

- ②消毒剤を使用する際は、薬剤の使用説明書に従って使用すること。*
- ③長期の使用により金属疲労や摩耗等の劣化が生じるので適時交換すること。

2. 重要な基本的注意

本品の使用により感作又はアレルギー反応が表れる可能性があるため、異常を認めた場合は直ちに使用を中止し、専門医の診察を受けさせること。

【保管方法及び有効期間等】

（保管方法）

- ①本品は、歯科の従事者以外に触れないように適切に保管・管理すること。
- ②水分、腐食性薬剤及びその蒸気の曝露を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けないように保管すること。

【保守・点検に係わる事項】

（洗浄方法）

- ①本品を金属製のインスツルメント収納ケースに入れて、超音波洗浄剤もしくは超音波洗浄に使える小器具洗浄剤を金属製のインスツルメント収納ケースに入れ、超音波洗浄をする。
- ②本品がすべて洗浄液に浸かるように十分な量の洗浄液を入れること。
- ③超音波洗浄時間は 30 分程度。
- ④洗浄後は洗浄液の残留がないように十分にすすぐこと。仕上げすぎには、精製水を用いることを推奨する。
- ⑤洗浄後は、腐食を防ぐために必ず乾燥させること。

*

（滅菌方法）

- ①滅菌前に、汚れ、傷、損傷等の異常の有無を調べる。
- ②点検後、高圧蒸気滅菌を行う。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元： 株式会社 **ヨシダ**
住 所：〒110-8507
東京都台東区上野 7-6-9

お問い合わせ先

器材部

電 話 番 号：03-3845-2931

F A X 番 号：03-3841-8204

製 造 元：マイクロメガ社

MICRO-MEGA SA（国名：フランス）