

機械器具 65 歯科用充填器
管理医療機器 特定保守管理医療機器 電熱式根管プラグ JMDN:70716000

システム B

【形状、構造及び原理等】

1. 外観



2. 仕様

本体寸法：W117×D94×H132mm
本体重量：1.81kg
入力電源：AC100V 50/60Hz
最大出力：20W
作動温度：約 100℃～約 600℃ **
連続使用時間：約 60 分 **

【使用目的又は効果】

根管拡大・形成後の専用ガッタパーチャの充填に使用する。

【使用方法等】

詳細は取扱説明書を参照すること。

1. 使用条件

使用温度：+10℃～+40℃
相対湿度：30%～75%

2. 充電

- ①前面パネル右側のメインスイッチを **Store** の位置にする。
- ②本体背面にあるプラグ差込口に付属の専用アダプターを挿入し、**Charge** のランプが点灯していることを確認する。
- ③充電が完了すると **Charge** ランプが消灯する。
- ④バッテリーがフル充電の状態で、再度充電アダプターを差し込むと、**Charge** ランプが一度点灯してすぐに消灯する。

3. 操作

- ①パネルのメインスイッチを **Store** の位置にする。
- ②パネル右下のコネクターにハンドピースコードを接続する。
- ③ハンドピース先端のレンチ部を緩めてヒートブラガーを奥まで差し込み、ハンドピース先端のレンチ部分を締め付ける。

- ④パワーダイヤルでヒートブラガーに伝わる加熱電力の量を調整する。
- ⑤温度調整ダイヤルで作動温度を設定する。設定温度は前面ディスプレイに表示される。
- ⑥セレクトスイッチで使用モードを選択する。
 - ・タッチ（Touch）モード：
ハンドピースのコンタクトスプリングの ON/OFF を繰り返す。
 - ・連続加熱（Cont.）モード：*
ハンドピースのコンタクトスプリングに一度触れると、連続的に加熱される。
- ⑦メインスイッチを **Use** に切り換える。
- ⑧ハンドピースのコンタクトスプリングに触れるとヒートブラガーが加熱される。

【使用上の注意】

- ①本品は、歯科医療有資格者のみ使用すること。
- ②本品は、記載の使用目的のみに使用すること。
- ③電源プラグは、アース付きのコンセントに接続すること。
- ④本品を初めて使用する場合は、事前によく練習してから使用すること。
- ⑤充電時には、ハンドピースからヒートブラガーを外しておくこと。
- ⑥本品を使用しない時は、バッテリーの放電防止のため、メインスイッチを **Store** の位置にすること。
- ⑦Cont. モードで使用する場合は、ヒートブラガーが誤って加熱されないように、メインスイッチが **Store** の位置にあることを確認してから操作すること。誤ってコンタクトスイッチに接触するとヒートブラガーが加熱され、接触すると火傷や物的損害が発生する恐れがある。
- ⑧使用毎にヒートブラガー、ハンドブラガーは洗浄、滅菌を行うこと。
- ⑨ヒートブラガー、ハンドブラガーをオートクレープで滅菌する場合は、滅菌バックに入れて行うこと。
- ⑩オートクレープで滅菌する場合は、乾燥工程を行わないこと。

【保管方法及び有効期間等】

（保管方法）

本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

（耐用期限）

正規の保守点検を行った場合に限り、製造の日より 10 年間とする。

（耐用期限は自己認証[当社データ]による。）

取扱説明書等を必ずご参照ください。

【保守・点検に係る事項】

使用者が行う日常の手入れ

- ①本体、ハンドピースコードは、アルコール分を含む一般的な洗浄剤で湿らせた布で清掃する。

※内部に浸透して誤作動の原因となる可能性があるため、ハンドピースを薬液に浸けて消毒しないこと。

- ②ヒートブラガーは中性洗剤で洗浄し、オートクレーブ滅菌する。

※ヒートブラガーは使用により劣化するので、適時交換すること。

滅菌は滅菌バックに入れて行なう（乾燥工程を除く）。

滅菌時間 121℃ 30分

135℃ 25分

- ③動作確認

充電ランプ(Charge)が点灯すること。

各モードでヒートブラガーが加熱されること。

業者が行う保守

本品には、業者に定期的に依頼をしなければならない保守はないが、バッテリーの能力が低下した時は、業者に交換を依頼すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元： 株式会社 **ヨシダ**

住 所：〒110-8507
東京都台東区上野 7-6-9

お問い合わせ先

器材部

電話番号：03-3845-2931

FAX番号：03-3841-8204

製造元：オルム コーポレーション **

Ormco Corporation（国名：アメリカ合衆国）

取扱説明書等を必ずご参照ください。