

歯科材料 5 歯科用接着充填材料
管理医療機器 歯科用象牙質接着材 JMDNコード 42483002

デントクラフト Aボンド

ブラシチップの再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・本品の使用により感作又はアレルギー反応が起きる可能性があるため、本品又は本品に含まれる成分に対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
- ・ブラシチップの再使用禁止。

【形状・構造及び原理等】

1. 性状及び成分

性状：淡黄色透明液体

成分：アセトン、UDMA、4-META、他

2. 原理

光照射による重合反応で硬化し、歯面と修復物等を接着する。

【使用目的又は効果】

象牙質を含む窩洞若しくは欠損への接着に用いる。

【使用方法等】

（使用方法）

- ①適用部位を隔離する。
- ②窩洞形成を行い、清掃及び消毒を行う。窩洞が深く歯髄が露出している場合は、水酸化カルシウム製剤等で覆罩する。
- ③本品を1～2滴混和皿に取り、付属のブラシチップを用いて20秒間歯面に塗布する。
（注意）非切削エナメル質に適用する場合には、上記の処理を行う前にリン酸エッチング処理を行い、水洗・乾燥を行うこと。
- ④2～5秒間エアーを軽く吹き付けて本品を薄く広げ、溶剤を揮発させる。
（注意）表面に光沢がない場合には、再度塗布及び乾燥を行うこと。
- ⑤歯科用光照射器を用いて、10秒間（深い窩洞の場合は20秒間）光照射を行う。
（注意）光照射器の光強度が400mW/cm²以下の場合は、必要に応じて照射時間を延長する。
- ⑥使用する修復充填材料の使用説明書に従って材料を充填及び重合硬化させ、形態修正を行う。

（使用方法に関連する使用上の注意）

- ①窩洞が深い場合には、覆罩及び裏層材を用いて歯髄の保護を行うこと。
- ②ユージノール及びクロロプ油含有製品は、本品の重合を阻害する可能性があるため、歯髄保護及び仮封にはこれらの成分を含有する材料を使用しないこと。

- ③冷蔵保管していた本品を使用する際には、必ず材料の温度を室温に戻してから使用すること。
- ④本品は揮発性成分（アセトン）を含有しているため、使用後は速やかにボトルのキャップを閉めること。
- ⑤温度が高い場所、火気及び熱源の近くで使用しないこと。
- ⑥本品は環境光（直射日光やライト等の光）の影響を受けるため、使用後は直ちにボトルのキャップを閉めること。また、作業中も作業視野内における強烈な光を避け、混和皿上に取り出した材料は使用するまで遮光状態で保管し、5分以内に使用すること。
- ⑦光照射器を使用するときは、使用前に光強度が400mW/cm²以上であることを確認すること。また、照射口をできるだけ適用部位に近づけて使用すること。
- ⑧光照射器は機種により重合に必要な照射時間が異なる場合があるため、本品に使用する前には必ず光照射器の取扱説明書に従った使用方法での硬化時間を確認すること。また、光照射器の製造業者による取扱い上の注意に従って適切に使用すること。
- ⑨必要に応じてラバーダム等を使用すること。

【使用上の注意】＊

1. 使用注意

- ①本品は可燃性であるため、火気を避けて使用すること。
- ②開封後はできるだけ速やかに使用すること。

2. 重要な基本的注意

- ①本品の使用により発疹などの過敏症状を起こした患者には直ちに使用を中止し、専門医の診察を受けさせること。
- ②本品はメタクリレートモノマーを含有している。本品に対する過敏症の既往歴のある患者、又はメタクリレートモノマーならびに本品に含まれる他の成分に対する過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
- ③本品はアセトンを含有しているため、換気のよい場所で使用し、蒸気を吸入しないよう注意すること。万一蒸気を吸入して気分が悪くなった場合には、速やかに空気の新鮮な場所へ移動して安静にし、医師の診察を受けること。
- ④本品又は本品に含まれる成分に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある術者は、手袋などをして直接本品に触れないようにすること。また、本品の使用により過敏症状を起こした場合には直ちに使用を中止し、専門医の診察を受けること。

- ⑤本品の未重合物が口腔粘膜や皮膚に付着しないように注意すること。万一皮膚に付着した場合には、直ちに石けん水で洗い流すこと。また、口腔粘膜に長時間接触した場合には直ちに多量の水で洗浄し、専門医の診察を受けさせること。
- ⑥本品の未重合物が目に入らないように注意すること。万一目に入った場合には、直ちに多量の流水で洗浄し、眼科医の診察を受けさせること。

【保管方法及び有効期間等】

(保管方法)

- ・直射日光及び火気を避け、冷蔵保管(2～8℃)すること。
- ・本品は、ユージノール含有製品に近接した場所を避けて保管すること。
- ・本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

(有効期間)＊

容器に記載されている使用期限(西暦年一月として記載)までに使用すること。(使用期限は自己認証[当社データ]による。)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：  株式会社 **ヨシダ**

住 所：〒110-8507
東京都台東区上野 7-6-9

お問い合わせ先

器材部

電 話 番 号：03-3845-2931

F A X 番 号：03-3841-8204

製 造 元： ベリコム社

Vericom Co.,Ltd. (国名：大韓民国)