

歯科材料 4 歯科用根管充填材料
管理医療機器 歯科用根管充填ガッタパーチャポイント JMDN:31872000

RE バイオガッタパーチャポイント

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・本品の使用により感作又はアレルギー反応が起きる可能性があるため、本品又は本品に含まれる成分に対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者に使用しないこと。
- ・再使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 概要

本品は、歯の根管の充填に用いるガッタパーチャポイントである。
メインポイントとして、02 テーパー、04 テーパー、06 テーパー、ACS-GT、VT、ONE、CT、の 7 種類とアクセサリポイントから構成され、それぞれに数種類のサイズがある。
また、メインポイントにはそれぞれ、目盛有りと目盛無しの 2 種類がある。

2. 原材料

ガッタパーチャ、酸化亜鉛、酸化ジルコニウム、硫酸バリウム、他

3. 作動原理

拡大・形成された根管の形状に合った本品にシーラーを塗布し、充填を行う。必要に応じて、根管空隙にアクセサリポイントを追加し、根管内全体を封鎖する。

【使用目的又は効果】

歯の根管の充填に用いること。

【使用方法等】

《側方加圧充填法》

- ①拡大・形成された根管の形状に合った本品を選択し試適する。
- ②選択した本品にシーラーを塗り、根管に挿入する。
- ③充填器具を用いて、本品を主に側方に加圧し、充填する。
- ④必要に応じて、根管空隙にアクセサリポイントを追加し、根管内全体を封鎖する。
- ⑤根管よりはみ出したガッタパーチャを加熱したプラグ等で切り取る。

《垂直加圧充填法》

- ①拡大・形成された根管の形状に合った本品を選択し試適する。
- ②選択した本品にシーラーを塗り、根管に挿入する。
- ③根管よりはみ出したガッタパーチャを加熱したプラグ等で切り取る。
- ④加熱したプラグ等を用いて、本品を主に垂直方向に加圧し、充填する。

（使用方法に関する使用上の注意）

- ①本品使用の際は、患者にラバーダムを装着すること。
- ②本品を高圧蒸気滅菌又は乾熱滅菌しないこと。
- ③使用前に表面の異物や破損等の異常がないことを点検すること。

【使用上の注意】

1. 使用注意

開封後はできるだけ速やかに使用すること。

2. 重要な基本的注意

- ①本品の使用により発疹などの過敏症状を起こした患者には直ちに使用を中止し、専門医の診察を受けさせること。
- ②本品又は本品に含まれる成分に対してアレルギー既往歴のある患者には使用しないこと。
- ③本品又は本品に含まれる成分に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある術者は、手袋などをして直接本品に触れないようにすること。また、本品の使用により過敏症状を起こした場合には直ちに使用を中止し、専門医の診察を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

（保管方法）

- ①直射日光を避け、冷暗所で保管すること。
- ②本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

（有効期間）

容器に記載されている使用期限までに使用すること。
（使用期限は自己認証[当社データ]による。）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元： 株式会社 **ヨシダ**
住 所：〒110-8507
東京都台東区上野 7-6-9

お問い合わせ先
器材部

電 話 番 号：03-3845-2931
FAX 番号：03-3841-8204

製 造 元：シュアーデント社（国名：大韓民国）
Sure Dent Corporation