

機械器具 45 医療用でこ
一般医療機器 歯科用エレベータ JMDN 16480000

ラクセーター・プラス

※【形状・構造及び原理等】
＜外観＞



プレート形状	型番	プレート幅	プレート 原材料
ストレート	1S	1mm	ステンレス鋼
	2S	2mm	ステンレス鋼
	2S TIN	2mm	チタンコーティング
	3S	3mm	ステンレス鋼
	3S TIN	3mm	チタンコーティング
	5S	5mm	ステンレス鋼
	S2S	2mm	ステンレス鋼
	S3S	3mm	ステンレス鋼
カーブ	3C	3mm	ステンレス鋼
	5C	5mm	ステンレス鋼
	S3C	3mm	ステンレス鋼
コントラアングル	3CA	3mm	ステンレス鋼
	S3CA	3mm	ステンレス鋼
インバート、カーブ	3IC	3mm	ステンレス鋼
デュアルエッジ	DE3	3mm / 1.5mm	ステンレス鋼
	DE3 TIN	3mm / 1.5mm	チタンコーティング
	DE5	5mm / 3mm	ステンレス鋼
アングル	3A TIN	3mm	チタンコーティング



プレート形状	型番	プレート幅	プレート 原材料
ストレート	P1	3mm	チタンコーティング
カーブ	P2	3mm	チタンコーティング
コントラアングル	P3	3mm	チタンコーティング
デュアルエッジ	P4	4mm/1.5mm	チタンコーティング

【使用目的又は効果】

拔牙又は歯根除去に用いる歯科用器具。

※【使用方法等】

1. 隣接する組織の保護と触知のため、歯槽提をしっかり持つ。下顎の拔牙の場合、顎関節に過剰な圧力がかからないように下顎及び歯槽提を押さえる。
2. 本品を歯軸の方向に保持し、歯肉溝に挿入する。歯槽提をあいている方の手指で固定し、歯周組織内に本品の軸を少し回しながら下方へ押し進める。
3. 歯根がしっかり残っている場合は、同じ方法を反対側で行う。
4. 使用後は滅菌を施し保管する。（付属品の滅菌トレーに固定して滅菌する場合は、ブレードを保護する白いキャップを取り外す）
滅菌条件（例）：オートクレーブ 135℃ 15 分（乾燥工程不可）

※【使用上の注意】

1. 折損等の原因になるので、本品を絶対に曲げないこと。
2. 本品は錆びにくい金属ではあるが、使用方法、環境によっては錆びることがある。以下の使用上の注意を守ること。
3. 禁忌の薬剤：次亜塩素酸ナトリウム、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、ポビドンヨード、ホルマリン・フェノール、グルコン酸クロルヘキシジンは金属腐食を起こすおそれがあるので、使用しないこと。また、漂白剤は使用しないこと。
4. 家庭用洗剤の使用禁止：家庭用洗剤は、金属の劣化の原因になることがあるので、使用しないこと。洗浄には、歯科用防錆洗浄剤を使用すること。
5. 機能水の使用禁止：超酸化水（超酸性水）などは、金属を腐食させ劣化の原因になることがあるので、使用しないこと。
6. 洗浄、消毒の注意：
 - ・ 使用後は、防錆洗浄液、精製水を用いて器具に付着した血液、体液、組織片を速やかに除去すること。
 - ・ 洗浄、消毒には、精製水を使用すること。
 - ・ 薬液にて消毒を行うときは、薬剤の添付文書に書かれた使用上の注意事項を厳守すること。薬剤の種類によっては、金属又は樹脂素材の劣化の原因になることがある。
 - ・ 洗浄、消毒後の器具は、水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。水分が付着したまま長時間放置すると、錆や材質の劣化の原因となることがある。
7. 磨き粉、金属ウール・金ブラシの使用禁止：錆や腐食の原因となるので、洗浄の際、磨き粉や金属ウール・金ブラシを使用しないこと。
8. 初期不良を除き、ブレードの破損や折れは保証の対象外とする。
9. 性能維持のため付属品のシャープニングツールを用いた定期的メンテナンスを推奨する。ただし、チタンコーティングタイプはコーティングが剥がれる恐れがあるのでシャープニングはしないこと。

取扱説明書を必ずご参照下さい。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法:

「もらいさび」が発生するおそれがあるため、錆びている器具と一緒に保管しないこと。また、化学薬品と一緒に収納・保管しないこと。

【保守・点検に係る事項】

滅菌方法:オートクレーブ

使用前・使用後の点検:使用前・使用後は、曲がっていないか、刃部に破損、ヒビ、キズがないか、また作業部・柄部に大きなキズや腐食などがないか確認すること。これらがあった場合は、使用せず廃棄すること。

※【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社吉田製作所 お問い合わせ先 TEL : 03-3631-2204(海外事業部) FAX : 03-3635-1060(海外事業部)
外国製造業者:ダイレクタ社 【DIRECTA AB】スウェーデン
販売業者 クロスフィールド株式会社 TEL : 03-5625-3306 FAX : 03-3635-1060

文書番号 FF 添 19-061

取扱説明書を必ずご参照下さい。