

機械器具 62 歯科用切削器
一般医療機器 歯科用スケーラ JMDN 35320000

エルゴフレックス

【形状・構造及び原理等】

＜外観＞



＜種類＞

型式	種類	型番
ミニ204SD	アダプティブハンドル	EH1020
	クラシックハンドル	EH1020R
ミニグレイシー1-2	アダプティブハンドル	EH1018
	クラシックハンドル	EH1018R
ミニグレイシー7-8	アダプティブハンドル	EH1019
	クラシックハンドル	EH1019R
ミニグレイシー11-12	アダプティブハンドル	EH1021
	クラシックハンドル	EH1021R
ミニグレイシー13-14	アダプティブハンドル	EH1022
	クラシックハンドル	EH1022R

＜材質＞

作業部:ステンレススチール

ハンドル部: シリコン

【使用目的又は効果】

本製品は、ステンレススチールの作業部を持つ歯科用手用器具で、口腔内清掃及び歯周治療時に歯の表面から歯石等の沈着物を除去するために用いられる。

【使用方法等】

ハンドル部を持ち、作業部にて歯の表面や歯根の歯石等の沈着物を掻き出すように除去する。

【使用上の注意】

- 折損等の原因になるので、本品の刃部を絶対に曲げないこと。
- 本品は錆びにくい金属ではあるが、使用方法、環境によっては錆びることがある。

【保管方法及び有効期間等】

- 水のかからない場所に保管すること。
- 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分を含んだ空気などにより悪影響が生ずるおそれがない場所に保管すること。

【保守・点検に係る事項】

- 禁忌の薬剤:次亜塩素酸ナトリウム、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、ポビドンヨード、ホルマリン・フェノール、グルコン酸クロルヘキシジンは金属腐食を起こすおそれがあるので使用しないこと。また漂白剤は使用しないこと。
- 家庭用洗剤の使用禁止:家庭用洗剤は、金属の劣化の原因になることがあるので、使用しないこと。洗浄には、歯科用防錆洗浄剤を使用すること。
- 機能水の使用禁止:超酸化水(超酸性水)などは、金属を腐食させ劣化の原因になることがあるので、使用しないこと。
- 洗浄、消毒の注意:
 - 使用後は、防錆洗浄液、精製水を用いて器具に付着した血液、体液、組織片を速やかに除去すること。
 - 洗浄、消毒には、精製水を使用すること。
 - 薬液にて消毒を行うときは、薬剤の添付文書に書かれた使用上の注意事項を厳守すること。薬剤の種類によっては、金属または樹脂素材の劣化の原因になることがある。
 - 洗浄、消毒後の器具は、水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。水分が付着したまま長時間放置すると、錆や材質の劣化の原因となることがある。
 - 滅菌条件(例): オートクレーブ 134℃-137℃ 3分-18分
- 磨き粉、金属ウール・金ブラシの使用禁止:錆や腐食の原因となるので、洗浄の際、磨き粉や金属ウール・金ブラシを使用しないこと。
- 取扱いについて:器具の寿命を著しく低下させるので、粗雑な取扱いはしないこと。
- 初期不良を除き、ブレードの破損や折れは保障の対象外とする。
- 本品に汚れ、変形、キズ、その他の機能低下、異常がある場合は、適時新しい商品と交換すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者及びお問い合わせ先

株式会社吉田製作所

TEL：03-3631-2204(海外事業部)

FAX：03-3635-1060(海外事業部)

外国製造業者:ドウウェル デンタル プロダクツ社

【DOWELL DENTAL PRODUCTS,INC】アメリカ

販売業者

クロスフィールド株式会社

TEL：03-5625-3306

FAX：03-3635-1060

文書番号 FF 添 25-079