

機械器具(02) 医療用照明器
一般医療機器 汎用歯科用照明器 JMDN 12351000

イソライト・プラス

再使用禁止

**【禁忌・禁止】

1. マウスピースの再使用禁止:マウスピースは1回限りの使用とすること。
2. 改造の禁止:形態変更や改造等はないこと。
3. 異常時の使用禁止:本製品に劣化や異常が見られた場合は、使用を中止すること。

**【形状・構造及び原理等】

外観図



マウスピースサイズ:L、M、S、小児
MDV(オプション)、SDV(オプション)

最大照度:2500lux
電源電圧:AC100V
電源周波数:50/60Hz
電源入力:20VA
電撃に対する保護の形式:クラス I 機器
電撃に対する保護の程度:B形装着部

【使用目的又は効果】

歯科診療において使用する医療用照明器具である。

【使用方法等】

機器の詳細な操作方法及び使用方法是付属の取扱説明書に記載してあります。本品を使用する前に必ずお読みください。

1. 歯科用ユニットにバキューム用ホースを取り付けます。
2. 電源コードが接続されていることを確認してから、パワージャックにアダプターのプラグを接続します。
3. コントロールヘッドをバキューム用ホースに接続します。
4. 歯科用ユニットに電源を供給すると、LED ライトが明滅します。
5. マウスピースをコントロールヘッドに取り付けます。
6. コントロールヘッドのスイッチを押すとライトが付き、必要に応じてバキュームコントロール用レバーで吸引量を調節します。

**【使用上の注意】

詳細については取扱説明書をご使用前に必ずお読みください。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法:常温常湿で保管すること

耐用期間:製造の日から、正規の保守点検を行った場合に限り5年間とする。[自己認証(当社データ)による]

【保守・点検に係る事項】

- ・ バキューム用ホース:コントロールヘッドとアダプターを外し、付着物等を取り除きます。オートクレーブ可。バキューム用ホース内に清浄液を流して定期的に清掃すること。電源を入れる前に完全に乾いていることを確認すること。
- ・ LED スマートスティック:消毒剤で湿らせた柔らかい布で拭きます。水などに浸さないこと。オートクレーブ不可。
- ・ コントロールヘッド:バキュームチューブ内の付着物等を取り除きます。オートクレーブ可。完全に乾いてから使用すること。
- ・ 滅菌方法:オートクレーブ
(滅菌条件 例:オートクレーブ 132℃ 15分)
- ・ 消耗品:LEDスマートスティック

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者
株式会社吉田製作所
TEL : 03-3631-2204
FAX : 03-3635-1060

外国製造業者:インナーライト社 【INNERLITE, INC.】
アメリカ合衆国

販売業者
クロスフィールド株式会社
TEL : 03-5625-3306
FAX : 03-3635-1060

文書番号 ZZ 添 046-7

取扱説明書を必ずご参照下さい。