

\*歯科材料(3)義歯床材料  
管理医療機器 義歯床用長期弾性裏装材 JMDN 34770000

## モロジルプラス

### 再使用禁止

#### 【禁忌・禁止】

1. 目的以外の使用の禁止: 歯科診療・歯科治療以外には使用しないこと。
2. 異常時の使用禁止: 本製品に劣化や異常が見られた場合は、使用を中止すること。
3. 再使用禁止: ミキシングノズルは再使用しないこと。
4. 注意事項の厳守: 本製品の正しい使用のために、注意事項を必ず守ること。

#### \*【形状・構造及び原理等】

- (1)ミキシングディスペンサー(カートリッジ)  
ジメチルポリシロキサン、珪酸、他
- (2)プライマー  
義歯床の接着面に本品を盛り付ける前に塗布する。  
成分: 酢酸エチル、他
- (3)ミキシングノズル  
ミキシングディスペンサーの先端キャップを取り外して、ミキシングノズルを取り付ける。  
成分: ポリプロピレン
- (4)形態修正用ポイント  
本品を接着後、トリミングのために使用する。

#### \*【使用目的、効能又は効果】

長期間使用の義歯床用裏装材として使用する。

#### \*\*【品目仕様等】

##### 外観試験

|     | 構成品名                   | 規格                                                       | 試験方法     |
|-----|------------------------|----------------------------------------------------------|----------|
| 本品  | ミキシングディスペンサー<br>(容器部分) | 亀裂、傷がなく、キャップが外れていないこと。また、材料 A、材料 B がそれぞれの筒状容器から漏れていないこと。 | 目視       |
| 付属品 | ミキシングノズル               | 亀裂、傷がないこと。                                               | 目視       |
|     | プライマー                  | 容器に適正なラベルが貼付されていて、蓋がしっかりと締められていること。                      | 目視及び手で確認 |
|     | ポイント                   | 折れ、曲がりがないこと。                                             | 目視       |

#### \*【操作方法又は使用方法等】

機器の詳細な操作方法及び使用法は付属の取扱説明書に記載してあります。本品を使用する前に必ずお読みください。

#### <直接リライニングの方法>

- ①旧義歯のリライニング材を完全に除去し、デンチャーベースを約 1 ～ 2mm 研削する。前庭に組み込み、舌側 Resp と背部辺縁は 2 ～ 3mm の土手にする。デンチャーは完全に油分を除去する。
- ②モロジルプライマー(接着剤)を塗布し、約 1 分乾燥させる。
- ③ディスペンサーにカートリッジをセットし、ミキシングチップを取り付け、義歯接着面にモロジルプラスを均一に盛り付ける。
- ④患者の口腔内で、口腔を通常どおり閉じさせ機能印象を行う。約 5 分間でセッティング終了。
- ⑤口腔内から撤去し、はさみや外科用メス等を用いてトリミングし、形態修正用ポイントで表面が滑らかになるように仕上げる。

#### <デンタルラボにおける間接法>

- ①旧義歯に印象材を盛り、口腔内にて機能印象を採得する。印象採得終了後、余剰分のトリミング形態修正を行い、フラスコに埋没する。石膏硬化後、義歯床部から印象材を除去する。以後、直接リライニング法の①～③を行う。
- ②モロジルプラスを盛り上げた義歯床部を粘膜部に合わせプレスし、圧力鍋を用い約 10 分間、40 ～ 45℃ に加熱後、約 30 分間軽い圧力を加える。フラスコから義歯を掘り出し、最終トリミングと研磨を行う。

#### 【使用上の注意】

詳細については取扱説明書をご使用前に必ずお読みください。

1. 直射日光を避け、定められた温度、湿度で保管すること。
2. 油分除去の際、アルコールは充分にふき取ること。
3. プライマーは揮発成分を含んでいるため、使用中の換気には充分に注意し、臭いを吸い込まないようにすること。
4. プライマー・ペーストを皮膚の敏感な部分や目に入れないこと。
5. 研削・研磨の際、切削粉を吸い込まないように気をつけること。
6. 注出口は密封状態にすること。ミキシングノズルは再使用しないこと。

#### \*\*【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 貯蔵・保管方法
  - ・保存温度 25℃ 以下で直射日光のあたらない冷暗所に保存すること。
  - ・水のかからない場所に保管すること。
  - ・気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分を含んだ空気などにより悪影響が生ずるおそれがない場所に保管すること。
2. 使用期間  
ロット番号、使用期限に関しては梱包されている箱に記載する。  
製造の日から、3 年間とする。[製造元データによる]

取扱説明書を必ずご参照下さい。

**【包装】**

セット:カートリッジ x 1、プライマー x 1、ミキシングノズル x 7、  
形態修正用ポイント x 1

単品:カートリッジ x 1、プライマー x 1、ミキシングノズル x 12、グラ  
ンディングホルダーx 1(形態修正用ポイント軸部)、グランディン  
グスリーブ x 10(形態修正用ポイント先端部)

**\*【製造販売業者又は製造業者の氏名又は名称及び住所等】**

|                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 製造販売業者<br>株式会社吉田製作所<br>住所：〒130-8516<br>東京都墨田区江東橋1-3-6<br>お問い合わせ先<br>TEL：03-3631-2204(海外事業部)<br>FAX：03-3635-1060(海外事業部) |
| 製造業者:デタックス社<br>【Detax GmbH & Co., KG】ドイツ                                                                               |
| 販売業者<br>クロスフィールド株式会社<br>住所：〒130-8516<br>東京都墨田区江東橋1-3-6<br>TEL：03-5625-3306<br>FAX：03-3635-1060                         |

文書番号 ZZ 添 029-4

取扱説明書を必ずご参照下さい。