

クリストバライトFES

* 【警告】

- 1) 本材はシリカを含有する。遊離シリカは長期にわたって吸入すると肺が損傷される可能性があるため、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置や公的機関が認可した防塵マスク等を使用すること。
- 2) 本材を加熱する際は、加熱により発生するガスを吸入しないよう局所排気装置、換気扇等を設けた部屋で作業を行うこと。

【形状・構造及び原理等】

形状：粉末
成分：石こう、クリストバライト、シリカ、硬化時間調整剤
原理：水と練和することにより水和反応を生じ、一定時間後に硬化し鑄型材となる。

* 仕様：

標準混水比	33%
硬化時間	10分
流動性	120mm
線熱膨張率	1.20%
圧縮強さ	4.1MPa

該当規格：JIS T 6601「歯科用鑄造用石こう系埋没材」
タイプ1：クラス2

【使用目的又は効果】

金合金、金銀パラジウム合金、銀合金等のクラウン、ブリッジ、インレー、コーヌスの内外冠、ブレースアームの鑄造に用いる。

【使用方法等】

〔使用方法〕

- 1) リング裏装には市販のセラミックリボン（0.7mm）をご使用ください。
- 2) 標準混水量は粉末100gに対して水33mLです。練和は手練りで埋没材をなじませたのち、30秒間程、真空撹拌します。
- 3) 埋没時、パターンの先端からリングの上面までの間隔は5mm以上確保してください。
- 4) 埋没材の物性安定性を得るために、埋没後30分間の放置時間が必要です。
- 5) 焼却は700℃に昇温したリングファーンネスに入れ、30分間程度保留したのち鑄造を行ってください。また、通常の焼却操作も可能です。

【使用上の注意】

〔使用注意〕

- 1) 本材を使用する際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置や公的機関が認可した防塵マスク等を使用して、粉塵を吸入しないこと。
- 2) 硬化体を研削する際には目の損傷を防ぐため、保護メガネ等の防具を使用すること。
- 3) 本材は加熱時、あるいは鑄造時には高温になるため、直接手などで触れないこと。

〔重要な基本的注意〕

- 1) 本製品の使用により、発疹、皮膚炎などの過敏症状があらわれた場合には、使用を中止し、医師の診断を受けること。
- 2) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに大量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けること。
- 3) 本材を加熱する際には、局所排気装置、換気扇等を設けて密閉した部屋での作業を避け、加熱により発生するガスを吸入しないこと。また、病状が現れた場合には、使用を中止し、医師の診断を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- 1) 高温・多湿の場所を避けて保管すること。
- 2) 開封したまま放置すると吸湿し変質する恐れがあるので、開封後は直ちに使用すること。
- 3) 開封後に保管する場合は、十分に密封するか、密封できる容器に移すこと。
- 4) 荷崩れする恐れがあるので高く積層しないこと。

* 〔使用期間〕

包装に記載の使用期限は自己認証（当社データ）による。
（開封後は対象外）

【取扱い上の注意】

- 1) 安定した性能を得るため、ご使用前は軽く混合してください。
- 2) リングファーンネスによる焼却温度は750℃を超えないよう注意してください。
- 3) レジン系のパターンを使用する場合には、急速加熱による焼却は避けてください。

【製造販売業者及び製造業者等の氏名又は名称等】

製造販売業者 吉野石膏株式会社
住所 〒123-0872 東京都足立区江北2丁目1番1号
電話番号 03-3890-1101

* 販売業者 吉野石膏販売株式会社
住所 〒170-0002 東京都豊島区巣鴨1丁目8番3号
電話番号 03-3944-6571