

機械器具 58 整形用機械器具
一般医療機器 歯科インプラント補綴用器具（JMDN:70722000）
クワトロ印象キャップ

***【禁忌・禁止】**

1. 併用医療機器

(1) 併用禁忌

- ・当社が指定する製品以外とは組み合わせて使用しないこと。[「相互作用」の項参照]

【形状・構造及び原理等】

〔形状〕

インプラントのプラットフォーム(PF)サイズ別に回転防止形状が付与されたC r（単冠用）と回転防止形状なしのB r（連結冠用）があります。

クワトロ印象 キャップC r		セット スクリュー	クワトロ印象 キャップB r		セット スクリュー
P F φ 4.4	P F φ 4.8		P F φ 4.4	P F φ 4.8	
					
					

〔材質〕 チタン合金

【使用目的又は効果】

歯科用インプラントの補綴物の設計・製作に用いる器具で、口腔内でのインプラント埋入位置関係を作業模型上に再現するためのトランスファー印象に用いる。

****【使用方法等】**

1. 使用方法

- (1) 通法に従って術前診査・インプラント埋入・治癒期間終了後、個人トレーを製作して印象採得時のセットスクリュー貫通部を形成しておきます。
- (2) クワトロヘッドをインプラントに装着します。2 回法のインプラントの場合は、歯肉貫通部の付与されたAMクワトロヘッドを使用します。
- (3) クワトロ印象キャップをセットスクリューでインプラントに装着し、通法に従って印象採得をします。
- (4) 印象後、セットスクリューを取り外し、印象内のクワトロ印象キャップにクワトロレプリカをセットスクリューで固定し、通法に従って作業用模型を作製します。
- (5) 通法に従って補綴物を作製します。

〔使用方法に関連する使用上の注意〕

- (1) 本品は未滅菌製品ですので、使用前にオートクレーブで滅菌を行って下さい。滅菌条件 121℃ 30 分
- (2) 本品はプラトンクワトロシステム専用の印象コーピングです。同システムを使用しない場合の印象コーピングは、トランスファーコーピング（CL／NE／Pro）を使用して下さい。
- (3) あらかじめ口腔内に植立されているインプラントのタイプ、サイズを確認の上、使用して下さい。

- (4) 開口量が不足する場合は、セットスクリューを短いサイズへ交換するか、ヘックストライバーSS を使用して下さい。
- (5) 印象採得時及びクワトロレプリカへの装着時は、接合部の確認を行って下さい。
- (6) 印象採得は模型上に正確な位置関係でトランスファーを行うため、シリコーン印象材を使用して下さい。使用するシリコーン印象材はインプラントの精密印象に適した硬さ・弾性率のものを使用して下さい。（低粘度タイプは使用しないで下さい。）
- (7) 術者の判断により、フィン部の形成を行う場合は、印象材内での機械的維持力が低下する可能性がありますので注意して下さい。
- (8) PF φ4.8 のスクリューは専用（H10 ワイド）スクリューです。他のスクリューとの混同にご注意下さい。

***【使用上の注意】**

1. 相互作用（他の医療機器との併用に関すること）

〔併用禁忌・禁止〕（併用しないこと）

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
当社が指定する以外の製品	本製品は当社が指定する製品と組み合わせて使用するよう設計されています。指定外の製品とは組み合わせて使用しないこと。	形状が異なるため、適切な組み合わせが得られず、想定外の不具合が起こる恐れがある。

【保管方法及び有効期間等】

開封せずに保管し、直射日光のあたる場所や高温多湿の場所は避けて下さい。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元

株式会社 ヨシオカ

長野県駒ヶ根市下平 2 9 3 4-5 7 7

TEL 0265-82-5959 FAX 0265-82-6353

販売元



株式会社プラトンジャパン フリーダイヤル 0120-36-8950

東京都町田市大蔵町 5 6 鶴川アカデメイアビル

TEL 042-734-8088(代) FAX 042-737-6708