

医療用具 06 視力表及び色盲検査表
一般医療機器 視力表 JMDN 16800000

LCD チャート L40P

【警告】

なし

【禁忌・禁止】

なし

【形状・構造及び原理等】

- 基本構成
本体、リモコン、電源ケーブル、小児テスト用チャート一覧、レッドグリーン眼鏡、偏光眼鏡、壁面取り付けキット、リモコン用乾電池
- 電氣的定格
 - 電源電圧: AC100～240V
 - 周波数: 50/60Hz
 - 電源容量: 60W
 - 電撃に対する保護の形式: クラス I
 - 電撃に対する保護の程度: B 型機器
- 各部の名称



- 本体外形寸法 (mm): 695 (W) × 70 (D) × 455 (H)
- 本体重量: 約 8.0kg
- 作動・動作原理
本装置は、本体内部に保存された視標データを本体前面の LCD ディスプレイに表示します。表示する視標は付属のリモコンにて選択します。

【使用目的、効能又は効果】

本装置は、視力検査に用いる視力表です。それ以外の目的には使用しないでください。

機器の分類: 一般医療機器
クラス I 機器

【操作方法又は使用方法等】

【セッティング】

- ①位置決め: 本体を患者の視線に対し垂直に置き、検査距離を設定します。患者の目の高さに合わせ、障害物が患者の視界を妨げないことを確認します。
- ②電源コードの接続: 電源コードをコンセントに差し込み、コードのコネクタを本機の電源プラグに差し込んでください。

【使用方法】

スタートボタンを押し、ソフトウェアが起動するのを待ちます。

【使用終了】

スタートボタンを押し、またはメニューから「Switch Off」を選択します。

【清掃】

- ①清掃前に本体の電源を落とし、電源プラグを抜いてください。
- ②柔らかい布を使用し、画面は静かに清掃して下さい。
- ③水滴がディスプレイに付着した場合は、すぐに柔らかい布を使用して拭き取ってください。

【使用上の注意】

1. 絶対に分解・改造しないでください。(内部には高電圧部分があり、危険です。)
2. ほこりの多い場所、湿度の高い場所、直接日光の当たる場所、冷暖房の送風が直接かかる場所を避けてください。
3. 本装置は精密光学機器ですので、丁寧に取扱ってください。
4. 本機の換気口を手や物でふさがないようにください。
5. リモコンの送信部、本体のリモコン受信部、および本体ディスプレイは常に清潔にし、ほこりや指紋、傷などはつけないでください。チャートの表示に影響を与えます。
6. 本体が汚れた場合は、ガーゼ等の柔らかい布でから拭きするか、ひどい汚れの場合は水、または中性洗剤を少量含ませて拭いてください。有機溶剤 (シンナー、アセトン、アルコール、エーテル等) は使用しないでください。
7. リモコンは、本体前面の受信部に向けて操作してください。
8. リモコン受信部には、直接日光などの強い光を当てないでください。赤外線リモコンのため、操作が正常に機能しなくなることがあります。
9. 使用後は、電源を OFF にしてください。
10. 電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしないでください。また、重いものを乗せたり、加熱したりすると電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。電源コードが痛んだら、新しいコードと交換してください。
11. 電源プラグの刃や、刃の取付け面に埃が付着している場合は、電源プラグを抜き、埃を取ってください。電源プラグの絶縁低下により、火災の原因になります。
12. 温度 +10～+40℃、湿度 30～75%、気圧 700～1060 hPa の場所で使用してください。
13. 本装置は防水構造にはなっていないので、雨水、飲み物などの水がかかるところには絶対に持ち込まないでください。
14. 結露 (露付き) が起きたときは結露が消えるまで使用しないでください。
15. 強い衝撃を与えないでください。誤動作の原因となります。
16. 本機、電源、リモコンを磁気のあるものや赤外線を送信する装置の近くに置かないでください。
17. 濡れた手で差し込みプラグを抜き差ししないでください。
18. 電源コードをコンセントから抜く時は、必ずプラグ部分を持って抜いてください。コードを引っばるとコードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。

※ 本製品を取り扱う際は、取扱説明書を必ずご参照下さい。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 保管・輸送環境は、温度は－１０～＋５５℃、湿度は１０～９５％、
大気圧は５００～１０６０hPaです。
2. 耐用年数は５年（自己認証による）です。

【保守・点検に係る事項】

保守点検項目

- ① リモコン電池の交換
- ② ディスプレイの清掃
- ③ 装置のチェック
- ④ ご使用後の保管

【製造販売業者及び製造業者、サービスの氏名又は名称及び住所等】

<<製造販売業者>>

株式会社 ライト製作所

〒174-8633 東京都板橋区前野町一丁目 47 番 3 号
TEL : 03-3960-2246 FAX : 03-3960-2620

<<製造業者>>

Luneau Technology operation

2 Rue Roger Bonnet, 27340 Pont-de-l'Arche, France
TEL : +33 2 32 98 91 32
外国製造業者登録番号 : BG21000198

<<サービス>>

株式会社 東北ライト製作所 大郷工場

〒981-3521 宮城県黒川郡大郷町中村字屋敷前 45 番地の 1
TEL : 022-359-3113 FAX : 022-359-3213
E-mail : righton.service@rightmfg.co.jp
<URL>http://www.rightmfg.co.jp

※ 本製品を取り扱う際は、取扱説明書を必ずご参照下さい。