

リライアンス ブラシ

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

形状により、①ブラシ、②マイクロブラシ、③セパレートタイプの三種がある。



- ① ブラシの柄：約 4cm
- ② マイクロブラシの柄は、先細のネック状になっており、ネック部は、指先やピンセットで摘まんで曲げられる硬度である。
- ③ セパレートタイプは、ハンドル先端の穴にブラシチップを挿入して取り付ける。

【原材料】

ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン

【原理】

歯科接着材、充填材、修復材等の材料に本品先端の毛を浸し、毛に絡めて含ませた材料を適用歯面部位に運んで塗布する。

【使用目的又は効果】

歯面への歯科矯正装具用接着材の塗布又は充填材や修復材の適用に用いるブラシ

【使用方法等】

1. 全種に共通の使用法

歯科接着材、充填材、修復材等の材料に本品先端の毛を浸し、毛に絡めて含ませた材料を適用歯面部位に運んで塗布する。

2. 使用前の準備

形状により、上記 1 の使用前に以下の準備を行うこと。

- ① マイクロブラシは、ネック部分から先を曲げ、使用部位や目的に適した角度を付ける。
- ② セパレートタイプは、ハンドル先端の穴にブラシチップを挿入して装着し、取り付けが確実であることを確認する。

3. ブラシ再使用不可

ブラシ、マイクロブラシ共に、単回使用後に適切な方法で廃棄すること。
セパレートタイプは、使用後にブラシチップをハンドルから取り外し、適切な方法で廃棄する。

4. セパレートタイプのハンドルのみ洗浄・消毒を徹底して再使用が可能である。
毎回使用後のハンドルは、十分に洗浄し、消毒液で清拭してから、消毒液の残留物を取り除くため、更に水洗又はアルコールで清拭すること。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

ブラシを再使用しないこと。
(セパレートタイプのハンドルのみ再使用可)

2. その他の注意

- ① ネック部を曲げる際には、折損のおそれがあるため、無理な角度付けや過度の加圧を避けること。
- ② ハンドルからブラシチップを取り外す際は、手袋等を着用し、ブラシに付いた材料に直接触れないよう注意すること。
- ③ 使用後は、感染防止等に配慮して安全な方法で処分すること。

【保管方法及び有効期間】

高温多湿を避けて保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：リンカイ株式会社
住 所：東京都新宿区南元町 19 番地
信濃町外苑ビル 3 階
お客様フリーダイヤル：0120-30-7418

製造業者：Reliance Orthodontic Products, Inc. *
製 造 国：アメリカ