

歯科材料 6 歯科印象材料
一般医療機器 歯科印象採得用器材 70887000

プラスチック ボンド

【形状、構造及び原理等】

形状：液状（遮光ガラス瓶入り）
色調：青
主成分：ジクロロメタン、ポリメチルメタクリレート

【使用目的又は効果】

本品は、印象採得に使用する材料であり、個人トレーからシリコーン印象材が離脱するのを防ぐために用いる。

【使用方法等】

1. 口腔内のサイズに合わせて、適切なトレーを選択する。
2. 本品のキャップに付属しているブラシを用いて、本材を薄くトレー内の表面に塗布する。
3. そのまま2～3分放置する。
4. その後、トレー内に印象材を盛る。
5. 通法どおり、印象材を口腔内に圧接する。
6. 印象材が硬化したら、トレーのハンドルを掴み、通法どおり口腔内から印象材ごとトレーを取り出す。

【使用上の注意】

1. 使用注意
 - 1) 本品には揮発性があるため、毎回使用後は蓋は固く閉め、瓶を立てておくこと。
 - 2) 蒸気を吸入しないこと。もし、本材の蒸気を吸入して不快感があらわれた場合は、換気の良い場所で安静にし、直ちに医師の診断を受けること。
 - 3) 本品は、適切な換気がなされている場所で使用すること。
 - 4) 本品使用時には、保護めがね及び必要に応じて保護手袋を着用すること。
 - 5) 本品には引火性があるため、火気の近くで使用したり、火気のそばに置かないこと。
 - 6) 本品を廃棄する場合は、「廃棄物処理に関する法律」に従い、適切に処理すること。下水には決して流さないこと。
2. 重要な基本的注意
 - 1) 本材が目に触れると、角膜に損傷をきたすことがあるので注意すること。
 - 2) 使用前に、本材に対して発疹、皮膚炎などの過敏症がないことを確認すること。本材又は類似の成分に対して過敏症のある患者には本材を使用しないこと。本材又は類似の成分に対して過敏症のある術者は、本材に直接接触らないこと。
 - 3) 使用により患者又は術者に過敏症状等の不調があらわれた場合は、直ちに使用を中止し、医師の診断を受けること。
 - 4) 目、皮膚に対して刺激性があるので注意すること。万一、目に入った場合は、ただちに流水で15分以上洗い流し、眼科医の診断を受けること。皮膚に触れた場合は、石鹸と水で洗い流し、必要に応じて医師の診察を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- 1) 本材は、直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。
- 2) 本材は火気厳禁品である。火気、熱を避け、風通しの良い暗所にて保管すること。

〔使用期間〕

本材は包装、容器に記載の使用期限までに使用すること。
記載の使用期限は、当社データによる
（例YYYY-XXは→使用期限YYYY年XX月末日を示す）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：**リンカイ株式会社**

住 所：東京都新宿区南元町19番地 信濃町外苑ビル3階
電 話：03（3359）4321

製 造 業 者：R-Dental Dentalerzeugnisse GmbH

製 造 国：ドイツ