

機械器具 65 歯科用充填器
一般医療機器 歯科用充填・修復材補助器具 38782000

リライアンス シリンジチップ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

本品は、使い捨て品であり、再使用禁止である。
患者ごとに交換し、毎回 新しいものを用いること。

【保管方法及び有効期間等】

直射日光及び殺菌灯（紫外線ランプ）の光を避けて保管すること。

【形状・構造及び原理等】

【形状】

シリンジとの接続型式は、ルアーロック式及びねじ込み式の二種類がある。



ねじ込み式
(19 ゲージ)



ルアーロック式
(15 ゲージ)

【構造】

市販の歯科材料用シリンジに取り付け可能な接続部とノズルから成る。

【原理】

本品をシリンジの先に取り付けて、シリンジのプランジャーを押し込み、本品の細い先端口から歯科材料を押し出すことにより、少量を細かく適確に適用できる。

【原材料】 プラスチック、金属

【使用目的又は効果】

市販シリンジの先端抽出口に装着し、歯科材料及び歯科用薬剤等の窩洞等への輸送、注入、適用又は貼薬等に用いる。

【使用方法等】

- ① シリンジのキャップを外し、ねじ込み式の場合は、本品をねじりながらシリンジ先端にしっかり取り付ける。ロック式の場合は、シリンジ先端を本品の奥まで差し込んでロックする。
- ② シリンジ及びその内容物の添付文書及び取扱説明書等に従い、プランジャーを押し込んで、本品先端から押し出される材料を患部に適用する。
- ③ 毎回使用後は本品をシリンジ先端から取り外し、シリンジに付属のキャップで蓋をすること。

【使用方法に関する使用上の注意】

使用前に内容物を少量押出して、シリンジの先端に詰まりがないことを確認すること。詰まっている場合は本品を取り外して、シリンジの口から内容物を少量押出し、詰まりを取り除いてから、再度 本品を取り付けて使用する。

【使用上の注意】

1. 適合するシリンジに確実に取り付け、使用中も緩みや外れないことを時々確認すること。
2. 接合するシリンジの添付文書及び取扱説明書等を参照の上 本品を装着、使用すること。
3. 本品のシリンジ着脱時には、保護手袋等を着用してシリンジの内容物に触れないように注意すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：リンカイ株式会社

住 所：東京都新宿区南元町 19 番地 信濃町外苑ビル 3 階

電話番号：03-3359-4321

外国製造業者名： Reliance Orthodontic Products, Inc.

製 造 国：アメリカ