

歯科材料 6 歯科印象材料
一般医療機器 歯科咬合採得用材料 70883000

レゴフィックス

【禁忌・禁止】

本材又は類似成分のシリコーンに対し発疹、皮膚炎等のアレルギーや過敏症等の既往歴のある患者には使用しないこと

【形状、構造及び原理等】

形状：ゲル状



構造：付加重合型シリコーン

色調：透明

主成分：ビニルポリジメチルシロキサン、珪酸

硬度：70±2ショアー A

〔原理〕同量の二材（基材及び硬化材）の混和による化学重合

【使用目的又は効果】

クラウン、ブリッジ、義歯等を作製するために、上下歯列の咬み合わせや、上下顎の位置関係を記録する材料

【使用方法等】

1. 本品カートリッジにミキシングチップを装着する。
2. インジェクターを使用してダブルカートリッジから、希望の量の本材を歯列上に直接盛る。
作業時間（室温23℃の場合）：30±5秒
3. 所定の作業時間内で、バイトが咬頭嵌合位になるようにし、90秒間噛み続ける。
最終硬化時間：1分30秒±10秒
口腔内の僅かな温度の違いでこの時間は増減する。
4. 硬化後、口腔内から取り出し、不要な部分をトリミングする。

消毒方法

1. 患者の口腔内から取り出した後、本材を流水ですすぐ。
2. 2%グルタルアルデヒド又は適した溶剤で15分消毒する。

【使用上の注意】

1. ゴム手袋またはハンドクリームが付着した手で本材に触れると、硬化を妨げるおそれがあるため、注意すること。
2. 毎回使用開始する前に、1cmほど本材を練り出し、基材と硬化材が適切に混ざっていることを確認すること。
3. 本品保管時には、カートリッジのキャップを装着すること。または、使用済のミキシング・チップをそのまま次回の使用時まで装着して、キャップの代用とすること。
4. インジェクターにセットした本品カートリッジを交換する場合は、カートリッジ背面のリリース・レバーを上げて、プランジャーを引けるところまで完全に引き、空のカートリッジを外して、新しいカートリッジをセットすること。
5. 本材に熱を加えないこと。
6. 本品又は類似の成分に過敏症の既往歴のある術者は、本品を使用しないこと。また、そのような患者に対しては、本品を使わないこと。

7. 本材使用により患者に、眼、皮膚、呼吸器等に炎症又は皮膚接触によるアレルギー等が発症した場合は、直ちに使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
8. 本材使用により術者に、眼、皮膚、呼吸器等に炎症又は皮膚接触によるアレルギー等が発症した場合は、直ちに使用を中止し、医師の診断を受けること。
9. 万が一目に入った場合は、大量の水で洗浄し、眼科医の診断を受けること。
10. 本材を破棄する場合は、「廃棄物処理に関する法律」に従い、適切に処理すること。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

直射日光及び高温多湿を避け、室温で保管すること。

〔使用期限〕

本材は、包装記載の使用期限までに使用すること。

有効期限：製造日より2年間

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者： **リンカイ株式会社**

住所：東京都新宿区南元町19番地 信濃町外苑ビル3階
電話：03（3359）4321

製造業者：Dreve Dentamid GmbH

製造国：ドイツ