

リライア ワックス

【禁忌・禁止】

付属のシリンジチップは、患者ごとに交換し、毎回新しいものを用いること。（再使用禁止）

【形状・構造及び原理等】**【形状・色調】**

均質、透明で粘性のジェル状であり、ブラックライトを当てると蛍光する。

**【構造】**

本材は、シリンジ入りで、チップが付属している。
本品シリンジ先端に付属のチップを取り付けて、プランジャーを押し、本材をチップ先端から押出する。

【原理】

歯面上に設置した矯正器具を本材で被覆し、光重合により硬化させることで、矯正器具による口腔内粘膜への刺激を緩和する。

【原材料】

ウレタンメタクリレート カンファーキノン
HEMA（メタクリル酸 2-ヒドロキシエチル）

【使用目的又は効果】

歯科矯正装置による口腔内粘膜への刺激を緩和するために短期間装置を被覆する材料

【使用方法等】

- ① 本材を適用する歯面及び矯正器具をエアーでよく乾燥させる。
- ② キャップを外し、シリンジ先端に付属のチップをセットする。
- ③ シリンジのプランジャーを少し押し、チップの先端から本材がスムーズに押出されることを確認後、適用したい矯正器具の部位に適量の本材を塗布して被覆する。口腔内粘膜を確実に保護するため、適用部位の周辺部まで本材で覆うこと。
- ④ 使用する光重合器の添付文書及び取扱説明書に従い、塗布した本材に光照射し、完全に重合させる。（500mW/cm² で 20 秒）
- ⑤ 硬化した本材を除去する際は、ピンセット等を用いて行う。

【併用医療機器】

販売名：リライアンス シリンジチップ
届出番号：13B2X00065000214
一般的名称：歯科用充填・修復材補助器具（38782000）
製造販売業者、製造業者ともに、本品と同じ

【使用方法に関する使用上の注意】

- 1）シリンジチップは単回使用品（使い捨て）である。
毎回 患者ごとに新しいチップを用いること。
- 2）キャップの着脱やチップの装着は、光源から遠い場所で行うこと。
- 3）硬化した本材の上に重ね塗りをしないこと。重ね塗りを避けるため、光照射前に、十分な量を適切に塗布すること。

【使用上の注意】

1. 一般的な歯科技工用の光重合器（UV、ハロゲン、LED）を用いること。
2. 光重合器を使用する際は、適切な保護メガネ等を着用し、光から目を保護すること。
3. 本材使用時には、適切な手袋等を着用すること。
4. 未重合の本材が皮膚等に触れないように注意すること。
5. 適用対象範囲以外の組織に未重合の本材が触れた場合は、直ちに多量の流水でよく洗い流すこと。
皮膚の場合は、石鹸も用いて洗うこと。
6. 本材が目に入った場合には、直ちに多量の水で目を洗浄し、速やかに眼科医の診断を受けること。

【重要な基本的注意】

- 1）本材の原材料に対し、発疹、皮膚炎等アレルギーや過敏症等の既往歴のある患者には使用しないこと。
また、そのような術者が本材を使用する場合は、本材に直接触れないように注意すること。
- 2）本材の使用により患者又は術者に眼、皮膚、呼吸器の炎症、皮膚接触による発疹、皮膚炎等の過敏症状が発症した場合は、直ちに使用を中止し、医師の診断を受けること。

【保管方法及び有効期間等】**【保管方法】**

直射日光、多湿を避け、15～25℃の暗所で保管すること。

【有効期間】

本材は、包装記載の使用期限までに使用すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：リンカイ株式会社

住 所：東京都新宿区南元町 19 番地 信濃町外苑ビル 3 階
電話番号：03-3359-4321

外国製造業者名：Reliance Orthodontic Products, Inc.

製 造 国：アメリカ