

機械器具 5 1 医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 整形排液用カニューレ 7 0 3 5 2 0 0 0
MR ロック

【形状、構造及び原理等】

コの字状の固定具

【使用目的又は効果】

シリンジ内のプランジャーを固定する。

【使用方法等】

シリンジに取り付けて、プランジャーを固定する。

【使用上の注意】

- ・使用前に汚れ、傷、曲がり等の異常がないか確認する。
- ・使用目的以外の目的で使用しないこと、また折損、曲がり等の原因になり得るので使用時に必要以上の力を加えないこと。

【保管方法及び有効期間等】

高温・多湿・直射日光及び水濡れを避けて保管すること。
本体に衝撃が掛からないように取扱いに注意すること。

【保守・点検に係る事項】

1. 滅菌前、使用前に外観に異常がないか確認して下さい。
2. 使用前に必ず洗浄・滅菌して下さい。
134℃/5 分の高圧蒸気滅菌条件を推奨します。
3. 汚れが乾燥し、落ちにくくなるのを防ぐため、付着した血液・体液・組織・薬品等は直ちに洗浄して下さい。
4. 使用後は、水でよく通水洗浄して下さい。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

株式会社リアクトシステム
電話：06-6586-9344